

PHILIPS

sonicare



Wasser-Flosser -
weiß

kabelloser Power
Flosser 3000

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque
Vollständige Reinigung in 60
Sekunden

2 Modi, 3 Intensitätsstufen

Schnelles, universelles Aufladen
mit USB-A



HX3826/31

Reinigung der Zahnzwischenräume mit der Quad Stream-Technologie

Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque* an behandelten Stellen

Mühelose gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume, um die Gesundheit des Zahnfleisches zu verbessern. Die einzigartige QuadStream Spitze reinigt mehr Flächen mit weniger Aufwand für eine effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume, damit Sie es einfach richtig machen.

Einfach und praktisch

- Schnelles, universelles Aufladen mit USB-A auf Netzstecker
- Einfach zu befüllender 250-ml-Behälter
- Mühelose Technik
- Standardspitze für punktuelle Reinigung

Schnellere, effizientere Reinigung der Zahnzwischenräume

- 2 Modi für die Reinigung der Zahnzwischenräume, 3 Intensitätsstufen
- Vollständige Reinigung in 60 Sekunden
- Die Pulse Wave-Technologie führt Sie von Zahn zu Zahn
- Quad-Stream-Technologie für eine schnelle, effektive Reinigung der Zahnzwischenräume

An effortless clean with advanced technology

- Quadstream Technologie: Entfernt Plaque unterhalb des Zahnfleischrandes

Besonderheiten

Quad Stream-Technologie




Die einzigartige X-förmige Quad Stream-Spitze trennt den Fluss in 4 Wasserstrahlen, sodass mehrere Bereiche zwischen den Zähnen und entlang der Zahnfleischlinie erfasst werden. Erhalten Sie eine schnellere, tiefere Reinigung, ohne Zahnseide nutzen zu müssen.

Reinigt unterhalb des Zahnfleischrandes



Die Quadstream Technologie entfernt bis zu 99 % an Plaque in bis zu 6 mm tiefen Zahnfleischtaschen.

Pulse Wave-Technologie



Das Wasser pulsiert sanft und führt Sie im Deep Clean-Modus von Zahn zu Zahn – damit Sie jedes Mal richtig putzen.

2 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Wählen Sie die Reinigung, die zu Ihrem Lächeln passt. Der Clean-Modus sorgt für einen kontinuierlichen Fluss für eine effiziente, tägliche Reinigung. Der Deep Clean-Modus sorgt für eine gründlichere Reinigung. Die anpassbare Intensitätsstufe passt sich für mehr Komfort an.

Vollständige Reinigung in 60 Sekunden



Erreichen Sie dank der 360-Grad-Drüse, schwer zugängliche Bereiche, damit Sie das Gerät in jeder Stellung verwenden können. Erhalten eine gründliche Rundum-Reinigung in nur 60 Sekunden von Anfang bis Ende.

Schnelles Aufladen mit USB-A auf Netzstecker




Bequemes Aufladen über den Netzstecker mit USB-A Anschluss. Mit einer einzigen Aufladung können Sie das Gerät bis zu 14 Tage verwenden.

250 ml Behälter




Das Behältervolumen von 250 ml reicht für eine empfohlene Reinigung von 60 Sekunden. Einfach drehen und öffnen oder die seitliche Einfüllklappe zum einfachen Nachfüllen verwenden.

Mühelose Technik



Einfach ausrichten, drücken und reinigen – für eine effiziente Reinigung der Zahnzwischenräume. Richten Sie die Spitze zwischen Ihre Zähne und entlang des Zahnfleischrands. Das Gerät macht die ganze Arbeit für Sie.

Standardspitze für punktuelle Reinigung



Eine Standardspitze mit einem Strahl erhöht den Druck für die punktuelle Reinigung und entfernt Speisereste, wo Sie es benötigen.

kabelloser Power Flosser 3000

Wasser-Flosser - weiß

HX3826/31

Daten

Leistung

Stromspannung: Multispannungs-Ladegerät

Consumer Trade Item

Height: 24.7 cm

Width: 13.4 cm

Length: 9.2 cm

Net weight: 0.426 kg

Gross weight: 0.644 kg

GTIN: 8720689011037

Country of origin: CN

Harmonized system code: 96032100

Außenkarton

Height: 27.2 cm

Width: 15.1 cm

Length: 29.9 cm

Net weight: 1.278 kg

Gross weight: 2.232 kg

GTIN: 18720689011034

Palette

Height: 96.6 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 76.68 kg

Gross weight: 159.18 kg

GTIN: 68720689011039

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Garantie

Pallet Layer

Height: 27.2 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Düsenaufsatz: Leichtes Auf- und Abstecken

Leistung

Pflege: Reinigt den ganzen Mund in 60 – 90 Sekunden

Artikel enthalten

F1 Standarddüse: 1

F3 Quad®Stream-Düse: 1

Reisetasche: 1

USB-Ladekabel: 1

USB-Wandladegerät: 1

Kabelloser Sonicare Power Flosser: 1

Programme

Clean: Für die tägliche gründliche Reinigung

Deep Clean: Für eine gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume

Intensitätsstufen: 3 Stufen

Vorteile für die Gesundheit

Unterhalb des Zahnfleisches: Entfernt bis zu 99 % an Plaque unterhalb des Zahnfleischrandes**

Power Flosser Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung

