



Philips Avent
Sähkökäyttöinen
rintapumppu

Vauvojen inspiroima, suunniteltu kaikille äideille

Koe maidon pumppaamisen uusi aikakausi. Philipsin sähkökäyttöinen Avent-rintapumppu jäljittelee lapsen luonnollisia imuliikkeitä ja stimuloi samalla rinnanpäättä. Se pitää maidontulon optimaalisena ja mukautuu hellävaraisesti rinnanpään kokoon ja muotoon.



SCF398

Mukautettu ja helpokäyttöinen

- Suojapussi sisältyy
- Vähän osia, intuitiivinen koota
- Käynnistä ja keskeytä -toiminto
- Muistitoiminto
- Hiljainen moottori ei herätä huomiota
- Rintapumpun kantolaukku ja suojapussi
- Yksilöllinen käyttökokemus, 8 + 16 asetusta

Hellävarainen ja mukava käyttää

- Pumppaa maitoa nojautumatta eteenpäin
- Pehmeä ja mukautuva silikonityyny

Nopea pumppaus, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*

- Natural Motion -tekniikka nopeuttaa maidontuloa*

Ladattava akku ja ajastimen näyttö

- Ladattava akku mahdollistaa pumppauksen myös liikkeellä ollessasi

PHILIPS
AVENT


Kohokohdat

Nopea maidontulo*



Rintapumpun tyyny stimuloi maidon virtausta, joten voit pumpata enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*. Pumppu siirtyy saumattomasti stimulointitilasta pumppaustilaan ja maksimoi maidontulon stimuloimalla rinnanpäätä ja tehostamalla imua optimaalisesti. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin (MER) syntymiseen kuluva aika).*

Mukautuu rinnanpäähän



Rintoja on erimuotoisia ja -kokoisia, joten joustava silikonityyny mukautuu hellävaraisesti nänniin. Se sopii 99,98 prosenttiin nänneistä* (30 mm:n kokoon saakka).

Istu mukavassa asennossa



Rintapumpun muotoilun ansiosta voit istua suorassa ja pumpata maitoa rennossa asennossa. Ei tarvetta nojautua eteenpäin, pumppausasento on todistettu mukavaksi kliinisissä testeissä.*

Mukautuu tarpeisiisi



Rintapumpussa on useita erilaisia stimulointi- ja pumppausasetuksia, joten se sopeutuu aina kulloisiinkin tarpeisiisi. Pumpun 8 stimulointi- ja 16 pumppausasetusta takaavat yksilöllisen käyttökokemuksen.

Pumppaa huomaamattomasti missä vain



Hiljaisen ja virtaviivaisesti muotoillun moottorin ansiosta voit pumpata maitoa missä ja milloin haluat.

Sopii matkakäyttöön



Voit pumpata maitoa myös liikkeellä ollessasi murehtimatta turhaan virtalähteestä. Rintapumpun ladattavaan akkuun kuuluu micro-USB-sovitin, ja täyteen ladattu akku kestää jopa kolme käyttökertaa.

Helppo koota ja puhdistaa



Rintapumpun suljetun järjestelmän ansiosta maitoa ei jää letkuihin ja laite on vaivaton puhdistaa. Koska osia on vain vähän, pumppu on helppo koota uudelleen aina puhdistamisen jälkeen.

Tallenna suosikkiasetuksesi



Tiedätkö, mistä pidät? Rintapumppu muistaa automaattisesti viimeksi käyttämäsi asetukset, joten sinun tarvitsee vain istahtaa alas ja käynnistää pumppu.

Seuraa pumppausaikaa

Digitaalisen ajastimen näytön avulla seuraat pumppauksen kokonaisaikaa sekä erikseen kummankin rinnan pumppaukseen käyttämäsi aikaa.

Tekniset tiedot

Virta

- Verkköjännite: 100V - 240 V

Sisältö

- 125 ml:n pullo ja tutti (0m+): 2 kpl
- Pumppuosa: 2 kpl

- Suojapussi: 1 kpl
- Micro-USB-sovitin: 1 kpl
- Moottoriyksikkö (ladattava): 1 kpl
- Tiivistelevy: 2 kpl
- Maitopussit: 5 kpl



Julkaisupäivä 2023-09-12

Versio: 7.7.1

EAN: 87 20689 00298 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com