


Philips Sonicare Power
Flosser 3000 sans fil
Jet dentaire - Noir
Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque
dentaire

2 modes de nettoyage
interdentaire, 3 intensités
Nettoyage complet en 60
secondes
Réservoir de 250 ml



HX3826/33

La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* dans les zones nettoyées

Un nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. La canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un nettoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.

Easy and convenient

- Réservoir de 250 ml facile à remplir
- Technique sans effort
- Charge rapide et universelle avec un câble USB-A vers petite fiche
- Canule standard pour un nettoyage localisé

Faster, more effective flossing

- Nettoyage complet en 60 secondes
- 2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités
- La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
- Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

PHILIPS
sonicare

Jet dentaire - Noir

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire 2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités, Nettoyage complet en 60 secondes, Réservoir de 250 ml

Points forts

Technologie Quad Stream



La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

Technologie Pulse Wave



Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.

2 modes, 3 intensités



Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau

d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.

Nettoyage complet en 60 secondes




Accédez aux zones difficiles d'accès grâce à une canule qui tourne à 360° pour vous permettre d'utiliser l'appareil dans n'importe quelle orientation. Offrez-vous un nettoyage poussé à 360° en seulement 60 secondes, du début à la fin.

Charge rapide avec un câble USB-A vers petite fiche



Charge pratique avec un câble USB-A vers petite fiche. Profitez de 14 jours d'utilisation maximum avec une seule charge.

Réservoir de 250 ml




Le réservoir de 250 ml contient suffisamment d'eau pour les 60 secondes de nettoyage

HX3826/33


recommandées. Dévissez-le tout simplement afin de le retirer, ou utilisez l'orifice de remplissage latéral pour le remplir facilement.

Technique sans effort



Il vous suffit de positionner l'appareil et d'appuyer sur le bouton pour réaliser un nettoyage interdentaire plus efficace. Dirigez la canule entre vos dents et le long des gencives : elle se charge du reste !

Canule standard pour un nettoyage localisé



Une canule standard à jet unique augmente la pression pour le nettoyage localisé et l'élimination des résidus alimentaires lorsque vous en avez besoin.

Jet dentaire - Noir

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire 2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités, Nettoyage complet en 60 secondes, Réservoir de 250 ml

Caractéristiques

Alimentation

- Tension: Chargeur multi-tension

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Fixation de la canule: Se clipse et se déclipse facilement

Performances

- Nettoyage: Nettoie entièrement la bouche en 60 à 90 secondes

Accessoires inclus

- Power Flosser sans fil: 1
- Canule F1 Standard: 1

- Canule F3 Quad Stream: 1
- Housse de transport: 1
- Câble de recharge USB: 1
- Adaptateur secteur USB: 1

Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien en profondeur
- Intensités: 3
- Deep Clean: Pour un nettoyage interdentaire en profondeur

Bénéfices santé

- Élimination de la plaque dentaire: Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dans les zones nettoyées*

Design et finition

- Couleur: Noire



Date de publication
2024-03-26

Version: 6.6.1

EAN: 87 20689 01104 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Dans une étude in vitro. Les résultats réels peuvent différer.