

PHILIPS

AVENT

Jeden laktator elektryczny z akumulatorem

Laktator Elektryczny Premium Plus

Technologia wymasowująca Natural Motion

Uniwersalna nakładka dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi

8 poziomów stymulacji, 16 poziomów odciągania pokarmu

2-fazowy: stymulacja i odciąganie



SCF396/31



Zainspirowany przez dziecko, stworzony dla mamy

Pasuje do kształtu i rozmiaru 99,89% piersi!

Laktator Elektryczny Premium Plus z ultra miękką nakładką z silikonu medycznego pasuje do kształtu i rozmiaru 99,89%* brodawek sutkowych. Dwufazowy laktator z najnowszą technologią odciągania pokarmu Natural Motion odwzorowuje naturalny process ssania piersi przez dziecko, zarówno podczas stymulacji jak i odciągania pokarmu, zapewniając 3 razy szybszy wypływ pokarmu.** Bezprzewodowe odciąganie bezpośrednio do butelki zapewnia sterylność i wygodę.

Łatwy w użyciu i dostosowany do Twoich potrzeb

- Zatrzymaj, kiedy będziesz chciała
- Bardzo cichy silnik pozwala uniknąć stresu podczas odciągania pokarmu
- Etui izolacyjne ułatwia używanie w podróży
- Rozpocznij sesję z zastosowaniem ostatnio użytych ustawień
- 8 poziomów stymulacji i 16 poziomów odciągania pokarmu
- Łatwe czyszczenie i składanie dzięki mniejszej liczbie elementów

Delikatny i wygodny

- Miękką nakładką silikonową gwarantuje wygodę

Więcej pokarmu w krótszym czasie*

- Technologia Natural Motion przyspiesza wypływ pokarmu*

Wyposażony w akumulator i wyświetlacz z zegarem

- Akumulator pozwala na wygodne odciąganie pokarmu gdziekolwiek chcesz
- Śledź czas odciągania pokarmu

Zalety

Szybki wypływ pokarmu*



Dzięki unikatowej technologii wymasowującej Natural Motion, która odzwierciedla naturalny proces ssania piersi przez dziecko, wypływ pokarmu zaczyna się już po jednej minucie**. Delikatne przyssanie, idealna intensywność masażu oraz odpowiednia moc ssania sprawiają, że aż 97% mam uważa, że laktator jest skuteczny***

Dostosowuje się do brodawki sutkowej




Miękka i elastyczna nakładka silikonowa o cylindrycznej budowie zapewnia komfort w miejscach zetknięcia z piersią i brodawką sutkową niezależnie od jej kształtu. Delikatne, a zarazem skuteczne przyssanie dzięki dostosowaniu do 99,98%**** rozmiarów piersi***.

Produkt dostosowany do Twoich potrzeb



Wykorzystaj w pełni każdą sesję dzięki 8 poziomom stymulacji wypływu pokarmu i 16 poziomom jego odciągania. Ustawienia można dostosować podczas pracy urządzenia.

Odciąganie w dowolnym miejscu



Niewielka część silnikowa jest wyposażona w akumulator, dzięki czemu możesz odciągnąć pokarm w dowolnym miejscu i przygotować się na dzień pełen wyzwań (albo po prostu zrobić sobie filiżankę herbaty) bez męczenia się z kablami zasilającymi.

Śledź czas odciągania pokarmu




Liczy się każdy detal, a nasz laktator liczy również czas odciągania pokarmu. Cyfrowy wyświetlacz czasu pozwala śledzić całkowity czas odciągania oraz indywidualny czas odciągania dla danej piersi.

Dyskretnie odciągaj pokarm w dowolnym miejscu



Praca silnika laktatora jest praktycznie bezgłośnie, co pozwala na dyskretne odciąganie pokarmu bez rozpraszania innych zarówno w domu, jak i poza nim.

Rozpocznij sesję z zastosowaniem ostatnio użytych ustawień




Funkcja pamięci automatycznie zapisuje ostatnio użyte ustawienia poziomu stymulacji i odciągania. Wystarczy usiąść wygodnie i nacisnąć przycisk Start.

Zatrzymaj, kiedy będziesz chciała



Ty tu rządysz. Wstrzymanie/wznawianie za naciśnięciem jednego przycisku umożliwia Ci zrobienie przerwy i wznowienie odciągania w dowolnym momencie.

Łatwe czyszczenie i konfigurowanie



Laktator zaprojektowano z myślą o maksymalnej łatwości użytkowania. Mała liczba elementów ułatwia czyszczenie i składanie.

Dane techniczne

Moc

Napięcie zasilania: 100V - 240 V

Materiał

Butelka: Bez bisfenolu A*

Smoczek: Bez bisfenolu A*, Silikon

Laktator: Bez bisfenolu A* (dot. tylko części stykających się z pokarmem)

Zawartość zestawu

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 4 szt.

Zestaw do odciągania pokarmu: 1 szt.

Zasilacz micro-USB: 1 szt.

Część silnikowa (akumulator): 1 szt.

Pokrywka zamykająca: 1 szt.

Woreczki na mleko: 5 szt.

Etui podróżne: 1 szt.

Funkcje

Bez konieczności pochylania się do przodu:

Siedzenie w wygodnej pozycji

Miękka nakładka masująca: Delikatna stymulacja

Ustawienia: 8 poziomów stymulacji, 16 poziomów odciągania pokarmu

Więcej pokarmu w krótszym czasie:

Oszczędność czasu

Miękka i dostosowująca się nakładka:

Dopasowuje się do kształtu i rozmiaru 99,89% brodawek piersiowych*



* * Dotyczy brodawek do 30mm średnicy **W oparciu o wyniki czasu rozpoczęcia wypływu pokarmu (czas do uzyskania odruchu wypływu pokarmu – MER). Wyniki badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019) w porównaniu z MER w przypadku innej, poprzedzającej technologii laktatorów Philips ze studium wykonalności z udziałem 9 uczestniczek (Holandia, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 uczestniczek, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Piellners, 1993, (20 uczestniczek rasy białej, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 uczestniczek, Australia).

* W oparciu o wyniki kwestionariusza przeprowadzonego na 1 tys. nakładek z badania klinicznego z udziałem 20 uczestniczek (Holandia, 2019)

* Niezawierający bisfenolu A laktator: dotyczy tylko butelki i innych części stykających się z pokarmem – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011