

Philips Sonicare Power  
Flosser 3000

Du? bucal portabil

2 moduri de curățare, 3 niveluri  
de intensitate

Tehnologie QuadStream și  
Pulsewave

2x capete de curățare : 1x  
Standard f1 + 1x QuadStream F3  
Curățare 360 într-un minut



HX3826/31

## Curățare interdentară reinventată cu tehnologia QuadStream

Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană\* în zonele tratate

Curățare interdentară temeinică și fără efort pentru îmbunătățirea sănătății gingiilor. Capul unic Quad Stream curăță o suprafață mai mare cu mai puțin efort, pentru o curățare interdentară mai eficientă de fiecare dată, care îți permite să deprinzi ușor tehnica corectă.

### Ușoare și comode

- Rezervor de 250 ml ușor de umplut
- Încărcare universală rapidă cu USB-A la cablul cu fișă mică
- Tehnică fără efort
- Capete standard pentru o curățare eficientă

### Curățare interdentară mai rapidă și mai eficientă

- 2 moduri de curățare interdentară, 3 niveluri de intensitate
- Curățare completă în 60 de secunde
- Tehnologia Pulse Wave oferă ghidare de la un dinte la altul
- Tehnologie Quad Stream pentru o curățare interdentară mai rapidă și mai eficientă

**PHILIPS**  
sonicare

Du? bucal portabil

2 moduri de curățare, 3 niveluri de intensitate Tehnologie QuadStream și Pulsewave, 2x capete de curățare : 1x Standard f1 + 1x QuadStream F3, Curățare 360 într-un minut

## Repere


HX3826/31

### Tehnologie Quad Stream




Capul unic Quad Stream în formă de X separă debitul în 4 jeturi de apă, care acoperă o zonă mai mare între dinți și de-a lungul liniei gingiilor. Obține o curățare mai rapidă și mai profundă fără complicațiile aței dentare.

### Curățare completă în 60 de secunde



Cu capul de curățare care se rotește la 360 de grade poți să ajungi în zonele greu accesibile și poți utiliza dispozitivul în orice orientare. Obține o curățare temeinică la 360° în doar 60 de secunde.

### Tehnică fără efort



Doar orientează, apasă și curăță pentru o curățare interdentară mai eficientă. Îndreaptă capul de curățare pe zonele dintre dinți și de-a lungul liniei gingiilor – și lasă-l să facă toată treaba pentru tine!

### Tehnologie Pulse Wave




Jeturile delicate de apă curăță și te ghidează de la un dinte la altul în modul Deep Clean, pentru o curățare perfectă de fiecare dată.

### Încărcare rapidă cu USB-A la cablul cu fișă mică



Încărcare convenabilă cu USB-A la cablul cu fișă mică. Vă puteți peria până la 14 zile cu doar o încărcare.

### Capete standard pentru o curățare eficientă



Un cap de curățare standard cu un singur jet crește presiunea pentru curățare eficientă și îndepărtarea resturilor alimentare atunci când ai nevoie.

### 2 moduri, 3 intensități



Alege curățarea care se potrivește zămbetului tău. Modul Clean asigură un jet continuu pentru o curățare zilnică eficientă. Jeturile Deep Clean oferă o curățare mai temeinică. Nivelul reglabil de intensitate se adaptează pentru confort.

### Rezervor de 250 ml



Capacitatea rezervorului de apă de 250 ml este suficientă pentru o curățare recomandată de 60 de secunde. Răsușește și scoate sau folosește capacul lateral de umplere pentru reumplere ușoară.

## Du? bucal portabil

2 moduri de curățare, 3 niveluri de intensitate Tehnologie QuadStream și Pulsewave, 2x capete de curățare : 1x Standard f1 + 1x QuadStream F3, Curățare 360 într-un minut

# Specificații

### Alimentare

- Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

### Service

- Garanție: 2 ani garanție limitată

### Ușor de utilizat

- Mâner: Design ergonomic subțire
- Atașarea capului: Se fixează și detașează ușor

### Performanță

- Curățare: Curăță întreaga cavitate bucală în 60-90 de secunde

### Articole incluse

- Cap de curățare standard F1: 1
- Cap de curățare Quad Stream F3: 1
- Husă de călătorie: 1
- Cablu de încărcare USB: 1
- Adaptor USB de perete: 1
- Aparat de curățare interdentară fără fir Sonicare: 1

### Moduri

- Niveluri de intensitate: 3 niveluri

### Design și finisaj

- Culoare: Alb



Data apariției 2024-03-13

Versiune: 8.4.1

EAN: 87 20689 01103 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Într-un studiu in vitro. Rezultatele reale pot varia.