

PHILIPS

IPL szőrtelenítő készülék
SenseIQ technológiával

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin érzékelő

2 intelligens tartozék: test, arc

Lumea IPL alkalmazás

Vezetékes használat



BRI945/00



SenseIQ technológiával testre szabva Élvezze a 12 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt*

Élvezze a gyors és személyre szabott kezelést Lumea IPL 8000 sorozatú készülékünkkel. SenseIQ technológia intelligens tartozékokkal és Lumea IPL alkalmazással a hosszan tartó sima bőrért.

Kíméletes és hatékony a hosszan tartó, sima bőrért

- Csak havonta 2 kezelés szükséges a gyors eredményhez
- Bőrgyógyászokkal együtt fejlesztették ki az egyszerű és eredményes használatért
- Extrahosszú kábel a kezelés közbeni rugalmasság érdekében

Teljes körű megoldás az arc és a test számára

- Teljes körű megoldás az arc és a test számára 2 intelligens tartozékkal
- A legtöbb bőrtónushoz és szőrszínhez alkalmas

Személyre szabott IPL szőrtelenítő kezelés

- SenseIQ technológia a gyengédség és kényelem érdekében
- Optimalizálja kezelését a Philips Lumea IPL alkalmazással


Fénypontok

2 intelligens tartozék




A speciális tervezésű tartozékok tökéletesen illeszkednek teste vonalaihoz, és minden testrész esetén megtalálják a leghatékonyabb programokat, amikor csatlakoztatva vannak. Arc: lapos kialakítás és egy kis méretű, UV-szűrővel rendelkező ablak. Test: befelé ívelt kialakítás nagy ablakkal.

Philips Lumea IPL alkalmazás



Ingyenes tanácsadó alkalmazásunk segít megtervezni és betartani a kezelési ütemtervet, majd lépésről lépésre végigvezet minden egyes kezelésein. Már több mint 2,1 millió felhasználó töltötte le.

Bőrgyógyászokkal kifejlesztve



Az egészségügyi technológiák terén vezető szerepet betöltő Philips a Lumea IPL készüléket bőrgyógyászok bevonásával

fejlesztette ki, hogy Ön egyszerűen és eredményesen alkalmazhassa otthona biztonságában. A professzionális szépségszalonokban használt technológián alapuló Lumea IPL kíméletes kezelést biztosít, még az érzékeny területeken is.

Havi 2 kezelés szükséges a gyors eredményhez



Kezdetben 2 hetente végzett kezelés szükséges – ez feleannyi, mint a más márkák használatakor szükséges kezelések. A továbbiakban pedig elég havonta egyszer használni az eredmény fenntartásához. Ennyi az egész. A két lábszár szőrtelenítése 8,5 percig tart.

SenseIQ technológia




A Lumea 8000 sorozat öt könnyen állítható fénybeállítással rendelkezik. SmartSkin érzékelőnk felismeri a bőrtónusát, és segít megtalálni a legkényelmesebb beállítást. Az intelligens tartozékok pedig az egyes testtájakhoz igazítják a kezelést.

Extrahosszú kábel



Kényelmes használatot biztosít az extrahosszú kábelnek köszönhetően, amely könnyű hozzáférést és nagyobb irányíthatóságot biztosít.

A legtöbb bőr- és szőrtípushoz



Az IPL-nek kontrasztra van szüksége a szőrszín és a bőrszín pigmentje között, ezért működik a természetesen sötét szőke, barna és fekete szőrön, valamint a világos és a sötétbarna (I-V) közötti bőrtónusokon.

Műszaki adatok

Műszaki adatok – tartozékok

Tartozék a test kezeléséhez: Forma: domborúan ívelt, Ablakméret: 4,1 cm², Testhez szabott kezelés: lábak, karok és has

Tartozék az arc kezeléséhez: Forma: lapos, Ablakméret: 2 cm²-es, extra szűrő, Archoz szabott kezelés: felső ajak, áll és állkapocsvonal

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás

megakadályozása

SmartSkin érzékelő: A megfelelő beállítás igény szerint

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Gyors alkalmazás

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes használat

Lép és villant: Kisebb területek kezeléséhez

Műszaki adatok

Feszültség: 100-240 V

Nagy teljesítményű lámpa: Tartósságra alkotva, 450 000 villanásra képes, amely egy lámpa 39 évnyi élettartamának felel meg**

Szerviz

Jótállás: 2 év nemzetközi garancia és további 1 év garancia a termék regisztrációja esetén 90 napon belül

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói útmutató

Tárolás: Kozmetikai védőtok

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Alkalmazási idő

Hónaljok: 2,5 perc

Bikínivonal: 2 perc

Arc: 1,5 perc

Alsó lábszárak: 8,5 perc



* Átlagos szőrmennyiség-csökkenés 12 kezelés után: 86% az alsó lábszáron, 70% a bikinivonalon, 67% a hónaljon

** A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használatkal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.