

PHILIPS

Epilator IPL cu
SenseIQ

Lumea Seria 8000

Senzor SmartSkin

2 accesorii inteligente: corp, față

Aplicația Lumea IPL

Utilizare cu fir



BRI945/00

Personalizat pentru tine cu SenseIQ

Bucură-te de 12 luni de piele fină, fără păr*

Bucură-te de un tratament rapid și personalizat cu Lumea IPL Seria 8000. Tehnologie SenseIQ cu accesorii inteligente și aplicație Lumea IPL pentru piele netedă mai mult timp.

Delicat și eficient pentru piele fină de lungă durată

- Pentru rezultate rapide, tratamentul se aplică doar de 2 ori pe lună
- Dezvoltat împreună cu dermatologi pentru a fi ușor și eficient
- Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

Soluție completă pentru față și corp

- Soluție completă pentru față și corp cu 2 accesorii inteligente
- Adecvat pentru majoritatea tonurilor pielii și culorilor părului

Tratament personalizat IPL pentru îndepărtarea părului

- Delicat și confortabil cu SenseIQ
- Îmbunătățește-ți rutina cu aplicația Philips Lumea IPL

Repere

De 2 ori pe lună pentru rezultate rapide



La fiecare 2 săptămâni pentru a începe – aceasta înseamnă jumătate din numărul de tratamente de la alte mărci. Urmată de retușuri doar o dată pe lună. Asta e tot. Tratarea ambelor gambe durează 8,5 minute.

Tehnologie SenseIQ



Lumea Seria 8000 are cinci setări de lumină, ușor de reglat. Senzorul SmartSkin îți citește nuanța pielii și te ajută să găsești setarea cea mai confortabilă. Accesoriile inteligente adaptează tratamentul pentru fiecare zonă a corpului.

Cablu foarte lung



Ușor de utilizat grație unui cablu foarte lung pentru acces facil și manevrabilitate crescută.

2 accesorii inteligente



Accesoriile special concepute se potrivesc perfect curbilor corpului și declanșează cele mai eficiente programe pentru fiecare zonă a corpului atunci când sunt conectate. Față: design plat și fereastră mică cu filtru UV. Corp: curbat spre interior cu o fereastră mare.


Dezvoltat împreună cu dermatologi



Ca lider în tehnologia pentru sănătate, Philips a dezvoltat Lumea IPL în consultare cu dermatologi, pentru utilizare ușoară și eficientă

în siguranța casei tale. Derivat din tehnologia utilizată în saloanele profesionale, Lumea IPL oferă un tratament delicat, chiar și în zonele sensibile.

Aplicația Philips Lumea IPL



Aplicația noastră gratuită vă ajută să planificați tratamentul și să îl respectați, apoi vă ghidează pas cu pas prin fiecare sesiune. Descărcată de peste 2,1 milioane de utilizatori.

Potrivit pentru majoritatea tipurilor de piele și păr



Tehnologia IPL are nevoie de contrast între pigmentul din culoarea părului și pigmentul din tonul pielii, prin urmare funcționează pe părul natural blond închis, castaniu și negru și cu tonuri ale pielii de la nuanțe deschise până la maro închis (I-V).

Specificații

Specificații tehnice pentru accesorii

Accesoriu pentru tratamentul corpului: Formă: curbat convex, Dimensiunea ferestrei: 4,1 cm², Tratament adaptat pentru corp: picioare, brațe și abdomen

Accesoriu pentru tratamentul feței: Formă: plat, Dimensiunea ferestrei: 2 cm², filtru suplimentar, Tratament adaptat pentru față: buza superioară, bărbie și maxilar

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea

neintenționată

Senzor SmartSkin: Indicarea pentru setarea corectă la cerere

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare rapidă

Stamp și Flash: Pentru tratarea suprafețelor mici

Utilizare cu cablu / fără fir: Utilizare cu fir

Specificații tehnice

Tensiune: 100-240 V

Lampă cu performanță ridicată: Conceput pentru a dura, 450.000 pulsații, echivalentul a 39 de ani de durată de viață a lămpii**

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție globală + 1 an suplimentar de garanție la înregistrarea produsului în termen de 90 de zile

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă

Adaptor: 19,5 V/4000 mA

Timp de aplicare

Zonele axilare: 2,5 min

Zona inghinală: 2 min

Zonele feței: 1,5 min

Gambe: 8,5 min

