


Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser  
DiamondClean 9000

Mutes skalotājs + zobu birste  
Quad Stream tehnoloģija  
Impulsu viļņi vada jūsu kustības



HX3886/41

## Jaunatklāta zobstarpu tīrīšana ar QuadStream tehnoloģiju

Likvidē līdz 99,9 % aplikuma\* tīrītājās zonās

Zobstarpu tīrīšana bez piepūles labākai smaganu veselībai. Unikālais Quad Stream uzgalis tīra vairāk vietas ar mazāku piepūli, katru reizi sniedzot efektīvāku zobstarpu tīrīšanu, tādēļ to var veikt pareizi vieglāk.

### Provides a superior clean

- Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīrīšanu

### Easy and convenient

- Ātra universāla uzlāde ar kabeli no USB-A uz mazo spraudni
- Standarta uzgalis plankumu tīrīšanai

### Faster, more effective flossing

- 2 skalošanas režīmi, 3 intensitātes līmeņi
- Pilnīga tīrīšana 60 sekundēs
- Pulse Wave vada no zoba uz zobu
- Quad Stream tehnoloģija ātrākai un efektīvākai skalošanai

### Ļaujiet DiamondClean 9000 pielāgoties jūsu vajadzībām

- Personalizēta zobu tīrīšana

**PHILIPS**  
sonicare


## Izceltie produkti

### Quad Stream tehnoloģija



Unikāls "X" formas Quad Stream uzgali sadala plūsmu 4 ūdens strūklās, kas iedarbojas uz lielāku vietu starp zobiem un gar smaganu līniju. Iegūstiet ātrāku, rūpīgāku tīrīšanu bez zobu diega radītām problēmām.

### Pulse Wave tehnoloģija



Maigie ūdens impulsi palīdz tīrīt katru zobu ar rūpīgās tīrīšanas režīmu – tādēļ tīrīšana vienmēr būs pareiza.

### 2 režīmi, 3 intensitātes līmeņi



Izvēlieties tīrīšanas veidu, kas atbilst jūsu smaidam. Tīrīšanas režīms nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu, sniedzot efektīvu tīrīšanu ikdienā. Rūpīgās tīrīšanas režīms nodrošina ūdens impulsus, sniedzot pilnīgāku tīrīšanu.

Pielāgojamais intensitātes līmenis pielāgojas, gādājot par jūsu komfortu.

### Pilnīga tīrīšana 60 sekundēs



Piekļūstiet grūti sasniedzamām vietām, izmantojot uzgali, kas griežas 360 grādu leņķī, lai jūs ierīci varētu izmantot jebkurā orientācijā. Iegūstiet rūpīgu tīrību 360 grādu leņķī vien 60 sekundēs no sākuma līdz beigām.

### Ātra uzlāde ar kabeli no USB-A uz mazo spraudni



Droša uzlāde ar kabeli no USB-A uz mazo spraudni. Ar vienu uzlādi varat tīrīt līdz 14 dienām.

### 4 režīmi, 3 intensitātes līmeņi




DiamondClean 9000 komplektā ir arī Clean, White+, Gum Health un Deep Clean+, lai nodrošinātu jūsu zobu tīrīšanas vajadzības. Clean (Tīrīšanas) režīms ir paredzēts izcilai ikdienas zobu plankumu noņemšanai, White+ (Balts+) ir paredzēts traipu likvidēšanai, Gum Health (Smaganu veselība) nodrošina maigu, taču efektīvu smaganu tīrīšanu un Deep Clean+ (Dziļā tīrīšana+) sniedz jums īpaši dziļu tīrīšanu. Trīs intensitātes ļaus izvēlēties augstāku iestatījumu, lai vēl spēcīgāk tīrītu zobus, un zemāku — jutīgiem zobiem.

### Philips Sonicare tehnoloģija

Spēcīgās vibrācijas uzputo jūsu zobu pastu aplikumu apkarujošos burbuļos un palīdz tiem nokļūt dziļi jūsu zobustarpās un uz zobu virsmas pie smaganām. Divās minūtēs jūs iztīrīsiet zobus tā, kā manuāli to varētu izdarīt tikai mēneša laikā.

### Standarta uzgali plankumu tīrīšanai



Standarta vienas plūsmas uzgali sniedz lielāku spiedienu plankumu tīrīšanai un pārtikas atlieku iztīrīšanai, kad tas nepieciešams.

# Specifikācijas

## Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

## Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārša lietošana

- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Uzgaļa piederums: Viegla piestiprināšana un noņemšana

## Sniegums

- Tīrīšana: Iztīra visu muti 60—90 sek.

## Komplektā iekļautie piederumi

- Bezvadu Power Flosser: 1
- F1 standarta uzgalis: 1
- F3 Quad Stream uzgalis: 1

- USB lādēšanas kabelis: 1
- USB sienas adapteris: 1
- DiamondClean 9000: 1
- Birstes uzgalis: 1—C3
- Lādētājs "Glāze": 1
- USB ceļojumu futrālis: 1

## Veselības ieguvumi

- Nosēdumu noņemšana: Likvidē līdz 99 % aplikuma tīrītājās zonās\*

## Power Flosser režīmi

- Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā
- Deep Clean+: Atsvaidzinošai un rūpīgai tīrīšanai
- Intensitāte: 3

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balta



Izlaides datums  
2023-09-20

Versija: 2.2.1

EAN: 87 20689 01615 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* In vitro pētījums. Faktiskie rezultāti var atšķirties.