

Philips
腰部按摩器

EMS 技术按摩

无线使用
轻薄易佩戴

PPM5301B



隐形佩戴，智能按摩

四区 EMS 按摩，两区热敷

本款按摩器采用弹性面料，轻便纤薄。提供前后四区 EMS 脉冲热敷，可有效放松肌肉，缓解不适。控制器可拆卸，便于携带。

EMS 脉冲按摩，缓解不适

- 4 分区 EMS 按摩，深度放松，缓解疼痛
- 3 档热敷温度，可随心调节。

纤薄、亲肤、舒适

- 创新型硅胶按摩片，质感柔软，可减少刺痛
- 轻薄、轻柔、佩戴舒适

控制器可拆卸，便于携带

- 可插拔、拆卸，易于安装、充电和存储
- 30 分钟智能定时按摩，避免过度按摩
- 内置电池，支持无线使用

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重：约 215 g
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）：1025x115x30 毫米
- 颜色：浅蓝

主要参数

- 加热温度：40-50 ° C
- 工作电压：3.7 V
- 自动关闭时间：30 分钟
- 工作功率：8.5 W

- 电池：3000 毫安时
- 充电电流：1 A
- 充电端口：USB Type-C
- 充电电压：5 V

原产地

- 原产地：中国

服务

- 保修期：2 年

产品亮点

EMS 脉冲按摩

这款腰部按摩器采用 EMS 脉冲技术及 4 分区按摩，拥有 8 种按摩模式和 16 级按摩强度。多齿轮组合有助于避免受伤并有效缓解疲劳。

热敷功能

NTC 智能温控技术实现 40-50 度可调节热敷，改善身体局部血液循环，减轻局部疼痛，有效缓解紧绷的肌肉。让您充分放松，释放一天的疲劳。

创新型材料

创新型硅胶导电材料触感更柔软、更舒适。可减少冷感，缩短加热时间。耐折性强，恢复率高。无微孔的表面可减少微电流带来的刺痛感。

轻薄亲肤材质

主体是由弹力织物经热压而成。整机肌肤触感柔软，非常轻薄，佩戴时隐形不露痕，更便于出门。

可拆卸控制器

控制器可插拔、拆卸，易于安装、充电和存储。可拆卸设计，更便于旅行和携带，且易于清洗。

定时关闭

定时 30 分钟运行时间后可自动关闭，有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

无线使用

容量为 3000 毫安时的内置电池可使设备在充满电时高速运转 6 小时。



发行日期 2023-09-27

版本：2.2.1

EAN: 69 74650 09121 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com