

Philips
膝部按摩器

组合按摩
气囊全包裹
无线穿戴式使用

PPM5201L



乐享片刻放松

AirWave 按压和热敷

通过气压和热敷功能帮助缓解膝盖不适。多种按摩模式和档位可供选择，适合不同人群按摩膝关节和放松。

组合按摩模式，缓解不适

- 双膝同时按摩，带来放松感受
- 40-50° C 热敷温度，3 档温度可调
- 4 种按摩模式，智能便捷

气囊全包裹设计

- 10 个气囊区域，气波式气囊按摩
- 悬挂式立体支撑膝关节

无线设计，轻松使用

- 30 分钟智能定时按摩，避免过度按摩
- 内置电池，可充电使用

PHILIPS

规格

普通参数

- 净重：约 0.78 千克
- 颜色：深蓝
- 气囊数量：10

主要参数

- 加热温度：40-50 ° C

- 电池：5000 毫安时
- 充电端口：USB Type-C

原产地

- 原产地：中国

服务

- 保修期：2 年

产品亮点

一体化膝部按摩

双按摩器设计，双膝可同时享受膝部护理。

热敷功能

可调节 3 档热敷温度，促进血液循环，有效缓解肌肉紧张，减轻局部疼痛，让人充分放松，解除一天的疲劳。内置精密 NTC 温控系统，过热自动断电，实现智能防烫。

多种按摩模式

有 4 种按摩模式，一键启动按摩，为您提供所需的舒适体验。

气囊设计

内设 10 个立体气囊，多角度包裹膝盖进行按摩，对膝盖气囊进行挤压按摩，放松膝盖

FloatFit 3d 护膝

设备在用于膝关节的部分装有环形空气悬挂装置，通过气囊充气固定髌骨，使髌骨具有支撑效果。通过充气和放气循环切换，可实现髌骨按摩，放松髌骨，缓解髌骨压力。

定时关闭

定时 30 分钟运行时间后可自动关闭，有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

无线电源

内置 5000mAh 电池，充满电后可使用 120 分钟。设备支持充电使用，无需担心电池续航问题。



发行日期 2023-09-27

版本：1.1.1

EAN: 69 74650 09274 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com