

**PHILIPS**

**AVENT**

**Nipplette™**

Pendekatan non-bedah

Untuk puting rata atau terbenam

1 Nipplette dan 2 Bantalan payudara

 Product Picture

SCF152/01



## Solusi mudah dan efektif untuk puting terbenam

Hasil yang terbukti secara klinis\*

Nipplette™ membantu para ibu dengan puting rata atau terbenam untuk menyusui. Instrumen unik dan revolusioner ini memberikan solusi yang mudah, tanpa operasi, dan jangka panjang. Dalam hitungan minggu sejak digunakan terus-menerus, puting akan tetap keluar.

### **Mudah dan nyaman**

- Informasi tambahan
- Sebuah perangkat untuk puting rata atau terbenam
- Prosedur mudah

### **Tanpa operasi – gerakan menghisap lembut**

- Hasil yang terbukti secara klinis

### **Sederhana dan tersembunyi - cocok untuk semua ukuran puting**

- Ideal digunakan sebelum atau dalam 6 bulan pertama kehamilan

# Kelebihan Utama

## Untuk puting rata atau terbenam

10% perempuan memiliki puting terbenam atau non-protraktil, hal ini menyebabkan tekanan psikologis dan mempersulit proses menyusui bagi ibu dan bayi. Hisapan bayi seharusnya menarik puting keluar. Jika tidak, Nipplette™ adalah solusi mudah yang nyaman. Perangkat ini memungkinkan perempuan dengan puting rata atau terbenam untuk menyusui dengan nyaman tanpa bedah invasif\*. Perangkat ini terdiri dari cup puting transparan dengan flens segel yang terpasang ke katup dan port alat suntik.

## Kapan penggunaan direkomendasikan

Idealnya, Nipplette sebaiknya digunakan sebelum kehamilan dan dikenakan selama 8 jam saat siang atau malam\*. Jika payudara tidak terlalu sensitif, perangkat ini juga dapat digunakan dalam enam bulan pertama kehamilan untuk koreksi yang permanen atau setelah bayi lahir, beberapa menit sebelum menyusui. Nipplette akan menghisap puting keluar, memudahkan bayi melekat, dan membantu proses menyusui selama beberapa hari pertama. Koreksi kosmetik permanen dapat terjadi setelah selesai menyusui, jika ini terjadi, Nipplette dapat digunakan kembali dari waktu ke waktu.

## Hisapan lembut

Letakkan cup pada areola menggunakan satu tangan, lalu udara ditarik menggunakan alat suntik 5 ml agar puting dapat terhisap ke cup. Pengguna mengontrol kekuatan hisapan agar puting ditarik dengan nyaman. Jika puting telah tertarik keluar, pengguna dapat terus beraktivitas seperti biasa dan mengenakan Nipplette secara tersembunyi dalam bra setelah melepas alat suntik dari katup. Sebaiknya gunakan sesering mungkin selama penggunaan awal\*.

## Sukses teruji secara klinis

Uji coba klinis\* yang dilakukan terhadap Nipplette membuktikan Nipplette berhasil memberikan koreksi permanen pada puting rata atau terbenam, baik jika kondisi terjadi sejak pubertas, atau karena bedah pengecilan payudara. Asalkan tidak pernah menjalani bedah payudara, perempuan hamil yang khawatir tentang menyusui, berhasil menyusui dengan sukses. Koreksi permanen biasanya dicapai dalam waktu satu hingga tiga bulan jika digunakan terus-menerus.

## Informasi tambahan

Nipplette tidak akan berfungsi setelah ASI benar-benar mengalir. Tetapi, saat itu bayi sudah akan terbiasa berhasil melekat ke puting.

# Spesifikasi

## Mudah membersihkan

Bersihkan dengan air sabun hangat

## Desain

Desain tersembunyi

## Bahan

**Bantalan payudara:** Telah diuji secara dermatologi

**Nipplette:** Polipropilena

## Item yang disertakan

**Bantalan payudara sekali pakai:** 2 pcs

**Nipplette:** 1 pcs

## Mudah digunakan

**Mudah disembunyikan di balik pakaian:** Sputit dorong yang akan menarik puting

## Fungsi

**Solusi untuk puting yang datar:** Menggunakan isapan lembut

## Tahap perkembangan

**Tahap:** Sebelum Kehamilan, 0 - 6 bulan, Fase mulai menyusui

