

Philips
เครื่องนวดแบบครอบตา

ถุงลมขนาดจุดฝังเข็มบริเวณตา
ดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูกสาม
มิติ
ลูกประคบร้อนบริเวณกว้าง
ซับในหนังนาโนซิลิโคน

PPM2702



ดูแลสุขภาพตาอย่างหลักแหลมพร้อมฟังดนตรีแสนเพลิดเพลิน

ระบบนวดแบบใช้ถุงลม 3D

PPM2702 รังสรรค์นวัตกรรมการเพิ่มระบบดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูกพร้อมกับปรับปรุงระบบนวด 3D ให้ทรงประสิทธิภาพสูงสุด บรรเทาสายตาเมื่อยล้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมกับถุงลมอิสระด้านข้างที่ช่วยดูแลสุขภาพครอบดวงตา พยุงลูกประคบร้อนผ่อนคลายดวงตา

ถุงลม 3D สองชั้นดูแลสุขภาพตา

- ลอกเลียนการนวดมือด้วยถุงลม ทุเลาอาการตาบวม
- ดูแลพื้นที่บริเวณตาอย่างรอบด้านด้วยถุงลมอิสระด้านข้าง
- ลูกประคบร้อนกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและบรรเทาความเมื่อยล้า

สนุกกับดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูก ไม่รบกวนคนอื่น

- สนุกกับดนตรีที่มีเสียงรอบทิศทาง (3D) ด้วยดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูก

ดีไซน์แบบหน้าต่างเพื่อการมองเห็น นวดไปด้วยเล่นเพลงไปด้วย

- ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ลดแรงกดลงลูกตาโดยตรง
- โหมดปกป้องดวงตา 5 โหมด สลับใช้ได้ตามต้องการ

ซับในนาโนซิลิโคน อ่อนโยนต่อผิว ทำความสะอาดง่าย

- แห้ง สะอาด อ่อนโยนต่อผิว ด้วยซับในหนังนาโนซิลิโคน
- เก็บพกพาสะดวก

PHILIPS

เครื่องนวดแบบครอบตา
ถุงลมนวดจุดฝังเข็มบริเวณตา ดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูกสามมิติ, ลูกประคบร้อนบริเวณกว้าง,
ซับในหนังนาโนซิลิโคน

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยวxกxส): 215x114x80mm มม.
- สี: ฟ้ายืด
- ประเภทการนวด: การกด, ลูกประคบร้อน
- น้ำหนักสุทธิ: ราว 365 ก.
- วัสดุหลัก: ซิลิโคนยูรีเทนออร์แกนิก, พลาสติก ABS, ฟ้ายืด
- ขนาดรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ (ย)*(ก)*(ส): 207x142x91 มม.

พารามิเตอร์หลัก

- อุณหภูมิการให้ความร้อน: 42 (±3) °C
- โหมดนอน: 5
- แบตเตอรี่: 1200 mAh

- พอร์ตชาร์จ: USB Type-C
- จำนวนถุงลม: 10
- ระบบดนตรี: ดนตรีแบบ Bluetooth/
นำเสียงผ่านกระดูก
- กระแสไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 500 mA
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 5 V
- กำลังไฟที่ใช้ในการควบคุม: 4 W
- แรงดันไฟที่ใช้ในการควบคุม: 3.7 V

ประเทศต้นกำเนิด

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปี

PPM2702DB/97

ไฮไลท์

การนวดแบบใช้ถุงลม 3D

ติดตั้งมาพร้อมถุงลมที่ชาญฉลาดซึ่งออกแบบมาอย่างม
ออาชีพ ครอบคลุมทุกส่วนรอบดวงตา
ด้วยการเติมลมกับปล่อยลมในถุงลมแต่ละถุง
เครื่องนวดจะลอกเลียนการนวดคลึงด้วยมือที่จุดฝังเข็ม
เพื่อบรรเทาปวดและคลายกล้ามเนื้อสบายตา
โดยจะดูแลสุขภาพตาด้วยความแรงที่เหมาะสมโดยไม่
กดลูกตาขณะนวด

ดีไซน์ถุงลมอิสระด้านข้าง

บนถุงลมหลักทั้งสองข้างจะมีถุงลมอิสระด้านข้างไว้
นวดบริเวณขมับเพิ่มเติมโดยใช้ความแรงที่เหมาะสม
โดยถุงลมหลักจะทำให้หน้าผากพร้อมดูแลจัดการจุดฝังเข็ม
สำคัญรอบดวงตาได้เป็นอย่างดีและครบถ้วน

ฟังก์ชันประคบร้อนอุณหภูมิคงที่

อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิในตัวจะควบคุมอุณหภูมิอย่าง
แม่นยำทุกนาที
และมุ่งเน้นนำเสนอสัมผัสความร้อนที่ดีที่สุดคือ 42
องศา
การกระตุ้นการไหลเวียนเลือดรอบดวงตาจะช่วยผ่อนคลาย
คลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาได้อย่างชะงัด
ขจัดอาการปวดตาและตาแห้ง
พร้อมฟื้นฟูสภาพตาได้ดียิ่งขึ้น

ระบบเล่นดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูก

อัปเดตใหม่ระบบดนตรีแบบนำเสียงผ่านกระดูก
เสียงสามมิติ (3D) รอบทิศทาง
คุณภาพเสียงแบบคิมต้าลึกลับขึ้นเยี่ยม
สนุกเพลิดเพลินกับการคิมต้าในประสบการณ์การนวด
ปลัดปลอยหูให้เป็นอิสระ
รับฟังเสียงด้านนอกได้ตลอดเวลาลดอาการกั๊กที่แคบ
ฟังได้ปลอดภัยขึ้น
รวมถึงผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจได้ชะงัดขึ้น
หูฟังขนาดเล็กระบบนำเสียงผ่านกระดูกอ่อนโยนต่อม
ือมาพร้อมดีไซน์แบบปิดเพื่อกันเสียงรบกวน
ไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนคนอื่น สนุกกับดนตรีเจียบบๆ
คนเดียวขอมสบายใจกว่าอยู่แล้ว

ดีไซน์แบบหน้าต่างเพื่อการมองเห็น

ดีไซน์แบบหน้าต่างเพื่อการมองเห็นจะช่วยลดอาการ
ล้าที่แคบและบรรเทาอาการตา
ทั้งยังไม่กระทบกับสิ่งบันเทิง การพักผ่อน
และการทำงานในแต่ละวันด้วย
บริเวณลูกต่ายังออกแบบมาให้โปร่งเพื่อเสียงไม่ให้
มีการกดลูกตาโดยตรง
ข้ายังไม่มีอาการวิงเวียนและอาการไม่พึงประสงค์อื่น
ๆ หลังการนวด
เหนือยิ่งกว่านั้นคือการนวดจะไม่ส่งผลกับเครื่องสำอาง
แต่งตา ไม่ว่าจะตรงไหนเมื่อไหร่

5 โหมด

กดปุ่มเปิดเครื่องสั้นๆ
แล้วปล่อยเพื่อเลือกโหมดตามต่อไปนี้ คือ
[โหมดเสริมสวยตา] [โหมดดูแลตา] [โหมดช่วยนอน]
[โหมดประคบตา] และ [โหมดฟังดนตรี]
เมื่อผนวกกับสถานะเชื่อมต่อ Bluetooth
ที่สอดคล้องกัน
ทำให้สลับใช้สถานะโหมดได้อย่างชาญฉลาดและตั้ง
ค่าการปิดเครื่องแบบสุดพิเศษได้

ผ้าอ่อนโยนต่อผิว

ซับในทำจากหนังนาโนซิลิโคน
สัมผัสนุ่มลื่นตึงผิวทารก แข็งแรงทนทาน
ทั้งอากาศก็ถ่ายเทสะดวก
มั่นใจได้เลยว่าผิวแห้งอยู่ตลอดเวลา
ข้ายังดูแลดวงตาในส่วนที่บอบบาง
ตลอดจนนำมาขัดถูทำความสะอาดได้สะดวก

ดีไซน์แบบพับได้

ดีไซน์แบบพับได้ นำหนักเบาพกพาได้ ง่ายจัดเก็บ



วันที่ออก 2023-10-02

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 48 97126 05060 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com