

Philips
頸部按摩器

指壓按摩

人體工學支撐設計
溫度調節式熱敷
磁吸拉力調整

PPM3501DB/90



隨時隨地享受私密按摩及放鬆

可穿戴按摩器，一邊工作一邊放鬆

這款頸部按摩器採用高度貼合的揉壓按摩節點，可以模仿手指放鬆大腿肌肉。人體工學設計呵護及承托頸部。熱敷功能可以促進血液循環，提升按摩效果。

深層按摩，舒緩肌肉繃緊

- 模擬人手按摩，迅速舒緩頸部肌肉
- 42°C 熱敷促進血液循環並舒緩疲勞

舒適緊貼，360° 穩固承托

- 緊貼頸部弧度並提供有效頸部支撐
- 柔軟舒適，穩固承托
- 4 段磁力調節，適合大部分人士使用

獨特設計，呵護每一個細節

- 透氣舒適設計，為頸部帶來涼快舒適體驗
- 可拆洗枕套，保護皮膚健康

PHILIPS

規格

一般規格

- 按摩類型：揉壓，熱敷
- 顏色：深藍色
- 淨重量：約 0.76 公斤
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：272 x 267 x 119 毫米
- 按摩節點數量：4

主要參數

- 加熱溫度：Approx. 42 °C
- 工作電壓：3.7 V
- 運作功率：6 瓦

- 多種按摩模式：4
- 電池：2500 mAh
- 充電電流：1 A
- 充電電壓：5 V
- 充電連接埠：USB Type-C

原產地

- 製造地：中國

服務

- 保養期：2 年

產品特點

模擬人手穴位按摩

設有 4 組高度貼合的揉壓按摩節點，能全面覆蓋肩胛提肌及斜方肌，兼顧任何疲勞部位。模擬手指物理旋轉揉壓，並設有 2 段強度調節，輕鬆舒緩頸部肌肉的疲勞酸痛。

透氣設計

創新透氣設計，能有效防止侷促悶熱感，保持頸部通爽涼快。

溫度調節式熱敷

恆溫 42°C 熱敷能有效促進血液循環並舒緩肌肉繃緊，溫感可直達患處，以進一步加強按摩的治療效果。

人體工學設計

根據人體工程學設計，順應頸部自然形態，貼合頸部曲線，有效防止和減輕頸椎側彎和受壓，保護頸部健康。

低回彈記憶海綿

靠墊主體採用緩慢回彈記憶海綿，觸感柔軟，能提供良好的承托，保持頸椎處於垂直狀態，避免側彎等不良習慣，有效幫助使用者舒緩壓力，放鬆身心。

磁吸拉力調整

鬆緊度可透過隱藏式磁扣調節，一按即可固定，按摩時並無需雙手操作，4 段力度調節，可滿足不同使用者需要並提供更穩固的頸部承托。

可拆除部件設計

按摩器的枕套可以拆洗，方便日常護理。讓您保持枕套清潔衛生，保護皮膚健康。



出版日期 2024-04-16

版本：1.1.8

EAN: 48 97126 05039 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com