

Philips Philips Avent
Membran till manuell
bröstpump

Vit
Bröstpumpar

CP1970/01



Skapar det vakuum som behövs för att pumpa

Kontrollera kompatibilitet nedan

Det här membranet skapar det vakuum som behövs för att pumpa ut bröstmjök. För användning med manuella bröstpumpar.

PHILIPS

Specifikationer

Utbytbara delar

- Passande produkttyper: SCF430/01 SCF430/03

SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Publiceringsdatum
2023-10-30

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com