

PHILIPS

sonicare



Hambavahede
puhastaja

Juhtmeta Power
Flosser 3000

Quad Stream tehnoloogia
Juhendav Pulse Wave
tehnoloogia



HX3826/33

QuadStream tehnoloogia tagab täiesti uue hambavahede puhastamise

Eemaldab töödeldavas alas kuni 99,9% hambakatust*

Igemete tervise parandamiseks on hammaste vahesid kerge puhastada. Ainulaadne Quad Streami otsak puhastab suurema ala väiksema pingutusega, et hambavahede puhastamine oleks iga kord tõhus ja lihtne.

Lihtne ja mugav

- Lihtsalt täidetav 250 ml nõu
- Lihtne tehnika
- Kiire universaalne laadimine USB-A väikese pistikuga kaabliga
- Standardne otsak kohtpuhastamiseks

Kiirem ja tõhusam hambaniidi kasutamine

- Täielik puhastamine 60 sekundiga
- 2 hambavahe puhastuse režiimi, 3 intensiivsust
- Pulse Wave tehnoloogia juhib ühe hamba juurest teiseni
- Quad Stream tehnoloogia kiiremaks ja tõhusamaks puhastamiseks

An effortless clean with advanced technology

- Quadstreami tehnoloogia: eemaldab kattu igemepiirilt


Esiletõstetud tooted

Quad Stream tehnoloogia




Ainulaadne X-kujuline Quad Streami otsak eraldab voolu neljaks veejoaks, mis katavad rohkem hammaste ja igemejoone vahelist ala. Puhastage kiiremini ja sügavamalt ilma tüütu hambaniidita.

Puhastab igemepiirilt



Quadstreami tehnoloogia eemaldab kuni 99% hambakattu kuni 6 mm sügavustest igemetaskutest.

Pulse Wave tehnoloogia




Õrnad veeimpulsid tagavad liikumise ning juhivad sügavpuhastusrežiimis ühe hamba juurest teiseni – nii saavad hambad õigesti puhtaks.

Kaks režiimi, kolm intensiivsust




Valige puhtus, mis sobib teie naeratusega. Puhastusrežiimis tagab pidev veevool tõhusa igapäevase puhastuse. Sügavpuhastusrežiimis tagavad veeimpulsid põhjalikuma puhastuse. Reguleeritav intensiivsustase mugavuse eesmärgil.

Täielik puhastamine 60 sekundiga




Saate puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad 360 kraadi pöörleva otsakuga, mis võimaldab seadet igas suunas pöörata. Puhastage põhjalikult 360° ulatuses kõigest 60 sekundiga

Kiire laadimine USB-A väikese pistikuga kaabliga




Mugav laadimine USB-A väikese pistikuga kaabliga. Ühe laadimisega saate puhastada kuni 14 päeva järjest.

250 ml nõu



250 ml nõusse mahub piisavalt vett soovitatavaks 60-sekundiliseks puhastamiseks. Nõu täitmiseks lihtsalt keerake seda eemaldamiseks või täitke nõu külgluugi kaudu.

Lihtne tehnika



Tõhusaks hambavahede puhastamiseks lihtsalt suunake, vajutage ja puhastage. Suunake ots hammaste vahele ja piki igemejoont – kõik ülejäänud jätke seadme hooleks!

Standardne otsak kohtpuhastamiseks



Standardne ühe joaga otsak suurendab survet kohtpuhastamiseks ja toidujäätmete eemaldamiseks, kui seda vajate.

Juhtmeta Power Flosser 3000

Hambavahede puhastaja

HX3826/33

Spetsifikatsioon

Võimsus

Pinge: Mitmevoldiline laadija

Disain ja viimistlus

Värv: Must

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Hambaharjapea: Lihtne külge klõpsata ja eemaldada

Talitlus

Puhastamine: Puhastab kogu suu 60–90 sekundiga

Kaasasolevad tarvikud

Juhtmeta Power Flosser: 1

F1 tavaline otsak: 1

F3 Quad Stream otsak: 1

Kandekott: 1

USB-laadimiskaabel: 1

USB-seinaadapter: 1

Režiimid

Puhastamine: Põhjalikuks igapäevaseks puhastuseks

Sügavpuhastus: Sügavamamaks hambavahede puhastamiseks

Intensiivsusi: 3

Kasu tervisele

Katu eemaldamine: Eemaldab töödeldavas alas kuni 99% hambakatust*

Igemepiir: Eemaldab igemepiirilt kuni 99% hambakattu***

