

Philips Breast Pumps
Rukojet' odsávačky

Bílá

CP1969/01



Řidte vlastní odsávání dle toku mléka

V sekci specifikace naleznete související výrobky

Upravte úroveň podtlaku stisknutím rukojeti podle vlastní intenzity tak, aby odpovídala úrovni vašeho osobního pohodlí

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelné části

- Vhodné pro následující typy výrobku: SCF430/01

SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/30 SCF441/01



Datum vydání 2023-10-06

Verze: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com