

PHILIPS

Conduit DreamWear

Pièce de rechange

Conduit Taille Large



HH1118



Conçu pour oublier que vous portez un masque.*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear.

Facile à utiliser

- Conçu pour vous

Conception innovante

- Armature souple et douce
- Connexion du circuit d'air située au sommet de la tête

Points forts

Armature simple



Facile à utiliser, l'armature est disponible en trois tailles, vous permettant de choisir la plus adaptée à votre visage. Les tailles d'armature s'adaptent à toutes les tailles de coussin.

Armature à la conception innovante



L'armature souple et douce assure un confort optimal pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils en oubliaient la présence du masque*.

Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter une position particulière lorsqu'ils le portaient la nuit*.

Caractéristiques

Conception innovante

Confort et performances: Soft fabric straps

Nettoyage : conduit

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse thoroughly, air dry¹

Remplacement

Vérifier chaque jour l'absence d'usure:
Replace at first sign of wear

Informations sur le produit

Matériaux: Polycarbonate, Silicone

Garantie: 90 days



* * Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respronics Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.

* * Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2017

* ¹ Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.