

PHILIPS

Maskenkissen mit
Gelkissen

DreamWear

Größe L



HH1125



Als wäre sie gar nicht da.*

Das innovative Design von DreamWear Gelkissen ermöglicht es Patienten, ihre liebste Schlafposition einzunehmen.

Einfache Bedienung

- Individuelle Funktionen

Innovatives Gelkissen Design

- Einfache Anpassung
- Modulares Design
- Komfort und Leistung

Besonderheiten

Einfache Anpassung



Wählen Sie das Maskenkissen so aus, dass die blauen Gelböden des Maskenkissens bequem und ohne Zwischenräume unter der Nase sitzen. Nur die weiche Silikonspitze sollte sich innerhalb Ihrer Nasenlöcher befinden. Drücken Sie die blauen Gelböden nicht in die Nasenlöcher.

Innovatives Design

Angenehmer im Gesicht, an der Nase und in den Nasenlöchern. Benutzer bewerteten die DreamWear Gelkissen als wesentlich komfortabler im Vergleich zu ihrer bisher genutzten Schlaftherapiemaske.

Innovatives Design



Einfache Anwendung dank eines modularen Maskenrahmens für alle Kissengrößen.

Modulares Design



Modulares Design für eine schnelle Zusammensetzung und Reinigung mit austauschbaren Gelkissen und Nasenkissen.

Daten

Produktangaben

Materialien: Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

Gewährleistung: 90 days

Reinigung: Maskenpolster

Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:
Rinse thoroughly, air dry¹

Austausch

Täglich auf Verschleiß prüfen: Replace at first sign of wear

