


Philips Sonicare Cordless  
Power Flosser  
DiamondClean 9000

#### Szájzuhany + fogkefe

Quad Stream technológia  
Impulzushullámok vezetik menet  
közben



HX3886/41

## A QuadStream technológiával újragondolt fogköztisztítás

A kezelt területeken található lepedék\* 99,9%-át eltávolítja

Erőfeszítés nélküli alapos fogköztisztítás a fogíny egészségének javítása érdekében. Az egyedülálló Quad Stream hegy kevesebb erőfeszítéssel több területet tisztít meg, így mindig hatékonyabb a fogköztisztítás. A megfelelő használat pedig egyszerűen kivitelezhető.

#### Tökéletes tisztítás

- Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít

#### Egyszerű és kényelmes

- Gyors, univerzális töltés USB-A kábellel
- Normál hegy célzott tisztításhoz

#### Gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztítás

- 2 fogköztisztító üzemmód, 3 intenzitási szint
- Teljes tisztítás 60 másodperc alatt
- A Pulse Wave technológia fogról fogra vezeti a felhasználót
- Quad Stream technológia a gyorsabb, hatékonyabb fogköztisztításért

#### A DiamondClean 9000 az Ön igényeihez igazodik

- Személyre szabott fogmosási élmény

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Fénypontok

### Quad Stream technológia



Az egyedülálló X-alakú Quad Stream hegy a vízáramot 4 vízsugárba választja szét, amelyek több területet fednek le a fogak között és a fogíny mentén. Gyorsabb, alaposabb tisztítás a hagyományos fogselyemmel való bajlódás nélkül.

### Pulse Wave technológia



Gyengéd vízsugárimpulzus vezet a felhasználót fogról fogra a Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmódban – így minden alkalommal megfelelő módon végezheti a tisztítást.

### 2 üzemmód, 3 intenzitási szint



Válassza a mosolyához illő tisztaságot. A Clean (Tisztítás) üzemmód folyamatos vízáramlást biztosít a hatékony mindennapos tisztításhoz. A Deep Clean (Mélytisztítás) üzemmód impulzusokat alkalmaz az alaposabb tisztítás érdekében. Az állítható intenzitási szint biztosítja a kényelmet.

### Teljes tisztítás 60 másodperc alatt



A nehezen elérhető területeket is megtisztíthatja a 360 fokban elforgatható fejjel, vagyis bármilyen irányban használhatja a készüléket. Alapos, 360 fokos tisztítás mindössze 60 másodperc alatt az elejétől a végéig.

### USB-A töltés



Az USB-A kábellel történő kényelmes töltéshez ugyanaz a csatlakozás szükséges, mint a legtöbb mobiltelefon vagy táblagép esetén. Akár 14 nap tisztítás egyetlen feltöltéssel.

### 4 üzemmód, 3 intenzitási szint



A DiamondClean 9000 a Clean, a White+, a Gum Health és a Deep Clean+ funkciókkal minden fogmosási igényről gondoskodik. A Clean üzemmód a mindennapos (ám nem mindennapi hatékonyságú) tisztításra, a White+ a foltok eltávolítására, a Gum Health a fogíny gyengéd, mégis hatékony tisztítására, a


Deep Clean+ pedig az élénkítő mélytisztításra szolgál. A három intenzitás révén lehetősége nyílik, hogy válasszon a nagyobb tisztítóerővel járó magasabb és az érzékenyebb szájjüregkehez javasolt alacsonyabb fokozat között.

### Philips Sonicare technológia



Az erőteljes szónikus rezgés felhabosítja a fogkrémet, hogy az így képződő buborékok megküzdjenek a lerakódásokkal, majd mélyen bejuttatja a habot a fogai közé, és eloszlatja a fogínye mentén. A 2 perces fogmosás hatása így egy hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.

### Normál hegy célzott tisztításhoz



A normál, egyetlen vízsugarat kibocsátó hegy növeli a nyomást a célzott tisztításhoz és az ételmaradványok eltávolításához, amikor szükséges.

# Műszaki adatok

## Tápellátás

- Feszültség: Többfeszültségű töltő

## Szerviz

- Jótállás: 2 év korlátozott garancia

## Egyszerű használat

- Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás
- Fúvócső: Egyszerűen fel- és lepattintható

## Teljesítmény

- Tisztítás: A teljes száj megtisztítása 60–90 másodperc alatt

## Tartozékok

- Vez. nélk. elektromos fogköztisztító: 1
- F1 Standard fej: 1
- F3 Quad Stream fej: 1

- USB töltőkábel: 1
- USB fali adapter: 1
- DiamondClean 9000: 1
- Fogkefefej: 1 - C3
- Pohártöltő: 1
- USB utazótok: 1

## Egészségügyi előnyök

- Lepedék eltávolítás: A kezelt területeken található lepedék 99%-át eltávolítja\*

## Elektromos fogköztisztító üzemmódjai

- Clean: A kivételes mindennapos tisztításért
- Mélytisztítás+: Az élénkítő mélytisztításért
- Intenzitási szintek: 3

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fehér



Kiadás dátuma  
2023-10-12

Verzió: 2.2.1

EAN: 87 20689 01615 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Laboratóriumi körülmények között végzett vizsgálatban. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.