

PHILIPS

sonicare



Szónikus elektromos
fogkefe

4100 Series

Sonicare technológia

QuadPacer vezető és SmartTimer
időzítő

Vékony, ergonomikus kialakítás

14 napos akkumulátor-élettartam



HX3681/54

Búcsút inthet a kézi fogkefének. Itt a Sonicare.

Minden fogmosáskor segít fehériteni a fogakat

A szónikus technológia és a kefefej gyengéden távolítja el a lepedéket, így minden egyes fogmosáskor természetesen fehérebbek lesznek a fogai.

Az Ön igényeihez tervezve

- Kevesebb műanyag-felhasználás, több újrahasznosítás
- 2 üzemmód között választhat: Clean és Sensitive
- 14 napos akkumulátor-élettartam
- Mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a fogkefefejet

Fehérebb, egészségesebb mosoly

- Egyedülálló technológiánk erőteljes, mégis gyengéd tisztítást biztosít
- A kézi fogkefékhez képest akár hétszer hatékonyabb lepedékeltávolítás*

Optimalizálja a fogmosást


- Optimalizálja fogmosását a SmartTimer időzítő és a QuadPacer vezető segítségével

Védi az ínyt

- A nyomásérzékelő segít megvédeni a fogait és az ínyét


Fénypontok

7x jobban eltávolítja a lepedéket*



A fejlett szónikus technológiával rendelkező Sonicare elektromos fogkefe klinikailag igazoltan akár 7-szor hatékonyabban* távolítja el a lepedéket, mint egy kézi fogkefe. Eltávolítja a lepedéket a fogakról és az íny mentén, miközben védi az ínyt.

Védi az ínyt



A beépített nyomásérzékelő automatikusan érzékeli a felhasználó által kifejtett nyomást, figyelmeztet, és automatikusan csökkenti a fogkefe rezgését, hogy megóvja fogínyét. A fogkefe pulzáló hangot ad emlékeztetőül, hogy enyhítse a nyomást. 10 ember közül 7 találta úgy, hogy ez a funkció segített nekik a hatékonyabb fogmosásban.

Speciális Sonicare technológia



A frissítő élmény érdekében a sörték erőteljes rezgései mikrobuborékokat juttatnak mélyen a fogak közé és eloszlatják a fogíny mentén.

A 2 perces fogmosás hatása két hónapnyi hagyományos fogmosással ér fel.** A percenkénti 31 000 tisztítómozdulat gyengéden tisztítja a fogakat, fellazítja és eltávolítja a lepedéket a kivételesen alapos mindennapi tisztításhoz.

SmarTimer és QuadPacer



A 2 perces SmarTimer időzítő és a 30 másodperces Quadpacer vezető segít a javasolt ideig tartó fogmosásban a száj minden területén a tökéletes tisztítás érdekében.

BrushSync csere-emlékeztető



Idővel minden kefefej elkopik, ezért rendszeresen ellenőrizze a kefefej állapotát, és azt, hogy megfelelően tisztít-e. BrushSync technológiánk nyomon követi, hogy mennyi ideje használja a kefefejet, és hogy milyen keményen súrolt azzal. A markolaton található BrushSync csereemlékeztető és egy rövid sípolás jelzi, hogy ideje kicserélni a fejet.

2 üzemmód Clean és Sensitive választási lehetőséggel



Váltson a 2 üzemmód között, hogy kényelmessé tegye a fogmosást.

Hosszú akkumulátor-élettartam



Az akkumulátor élettartama akár 14 napig is kitart, így töltés nélkül is hosszú ideig használhatja.

Szabaduljunk meg a hulladéktól



A Philipsnél törekszünk az elektronikus hulladék csökkentésére. Ennek egyik módja a piacra tőlünk kikerülő adapterek számának a minimalizálása. Ezek a termékek hálózati adapter nélkül kerülnek forgalomba, mert elköteleződünk az elektronikai hulladék termelésének a csökkentése mellett.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: DC5V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 14 nap***

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fekete

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Fogkefefej rendszer: Könnyen rápatintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

BrushSync csere- emlékeztető: Csere- emlékeztető, Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket, Az emlékeztető ikon világítani kezd, így mindig a legjobb eredményt nyújthatja

Tartozékok

Töltő: 1

Markolat: 1 db 4100-es sorozat

Kefe-fejek: 1 W Optimal White

Fogmosási teljesítmény

Teljesítmény: Minden fogmosáskor segít fehéríteni a fogakat

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

2 üzemmód: Clean, Sensitive

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere- emlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

