

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Ηλεκτρικό οδοντικό νήμα

Τεχνολογία Quad Stream
Σας καθοδηγούν τα κύματα
δόνησης



HX3826/33

Ένας νέος τρόπος καθαρισμού με νήμα, με τεχνολογία

QuadStream

Αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας* στις περιοχές που εφαρμόζεται

Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός που βελτιώνει την υγιεινή των ούλων. Το μοναδικό άκρο Quad Stream καθαρίζει περισσότερα σημεία με λιγότερη προσπάθεια, για πιο αποτελεσματική εφαρμογή κάθε φορά. Ο καθαρισμός με νήμα γίνεται παιχνιδάκι.

Easy and convenient

- Γρήγορη καθολική φόρτιση με καλώδιο από USB-A σε μικρό βύσμα
- Ξεκούραστη τεχνική
- Δοχείο 250 ml για εύκολο γέμισμα
- Κανονικό άκρο για επιτόπιο καθαρισμό

Faster, more effective flossing

- 2 λειτουργίες καθαρισμού, 3 επίπεδα έντασης
- Ολοκληρωμένος καθαρισμός σε 60 δευτερόλεπτα
- Η τεχνολογία κυμάτων δόνησης σας καθοδηγεί
- Τεχνολογία Quad Stream για ταχύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό με νήμα

PHILIPS
sonicare


Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Quad Stream



Το μοναδικό άκρο Quad Stream σε σχήμα X διαχωρίζει τη ροή σε 4 πίδακες νερού, οι οποίοι καλύπτουν μεγαλύτερη περιοχή μεταξύ των δοντιών και κατά μήκος της γραμμής των ούλων. Αποκτήστε πιο γρήγορο και βαθύ καθαρισμό χωρίς την ταλαιπωρία του οδοντικού νήματος.

Τεχνολογία κυμάτων δόνησης



Οι ήπιοι παλμοί νερού σάς καθοδηγούν κατά τη λειτουργία Βαθύ καθαρισμού, για να έχετε κάθε φορά σωστό αποτέλεσμα.

2 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης



Επιλέξτε τον καθαρισμό που ταιριάζει στο χαμόγελό σας. Η λειτουργία Καθαρισμού παρέχει συνεχή ροή για αποτελεσματικό καθημερινό καθαρισμό. Η λειτουργία Βαθύ καθαρισμού προσφέρεται για πιο

σχολαστικό καθαρισμό. Το ρυθμιζόμενο επίπεδο έντασης προσαρμόζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ολοκληρωμένος καθαρισμός σε 60 δευτερόλεπτα



Αποκτήστε πρόσβαση στις δυσπρόσιτες περιοχές με ένα στόμιο που περιστρέφεται κατά 360 μοίρες, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Απολαύστε καθαρίσμα 360° σε μόλις 60 δευτερόλεπτα από την αρχή έως το τέλος.

Γρήγορη φόρτιση με καλώδιο από USB-A σε μικρό βύσμα




Πρακτική φόρτιση με καλώδιο από USB-A σε μικρό βύσμα. Μπορείτε να καθαρίζετε για έως και 14 ημέρες με μία μόλις φόρτιση.

Δοχείο 250 ml




Το δοχείο 250 ml περιέχει αρκετό νερό για τον συνιστώμενο καθαρισμό των 60 δευτερόλεπτων. Απλώς περιστρέψτε και αφαιρέστε ή χρησιμοποιήστε το πλαϊνό άνοιγμα πλήρωσης για εύκολο γέμισμα.

Ξεκούραστη τεχνική



Απλώς τοποθετήστε, πατήστε και καθαρίστε για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό. Κατευθύνετε το άκρο ανάμεσα στα δόντια σας και στη γραμμή των ούλων και αφήστε το να κάνει όλη τη δουλειά για εσάς!

Κανονικό άκρο για επιτόπιο καθαρισμό



Το κανονικό άκρο μονής ροής αυξάνει την πίεση, για επιτόπιο καθαρισμό και αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών εκεί που χρειάζεται.

Προδιαγραφές

Ρεύμα

- Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων

Σέρβις

- Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

- Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
- Εξάρτημα ακροφυσίου: Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο

Απόδοση

- Καθάρισμα: Καθαρίζει ολόκληρο το στόμα σε 60-90 δευτερόλεπτα

Περιλαμβάνεται

- Ασύρματο Power Flosser: 1
- F1 Κανονικό στόμιο: 1

- F3 Στόμιο Quad Stream: 1
- Τσάντα ταξιδιού: 1
- Καλώδιο φόρτισης USB: 1
- Προσαρμογέας τοίχου USB: 1

Λειτουργίες

- Καθαρισμός: Για μεσοδόντιο καθημερινό καθαρισμό
- Εντάσεις: 3
- Βαθύς καθαρισμός: Για βαθύ μεσοδόντιο καθαρισμό

Καλύτερη στοματική υγιεινή

- Αφαίρεση της πλάκας: Αφαιρεί έως και το 99% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται*

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Μαύρο



Ημερομηνία έκδοσης
2024-02-18

Έκδοση: 6.6.1

EAN: 87 20689 01104 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Σε in-vitro μελέτη. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.