

Philips Philips Avent
Diafragma da bomba tira-
leite eléctrica

Branco
Bombas tira-leite

CP1680/01



Cria o vácuo necessário para a extração

Verifique a compatibilidade abaixo

Este diafragma de silicone cria o vácuo necessário para extrair leite materno. Para utilização com bombas tira-leite eléctricas.

PHILIPS

Especificações

Compatível com os tipos de produto

- SCF330/11; SCF330



Data de publicação
2023-10-14

Versão: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com