

Philips Philips Avent
Haste para diafragma

Branco
Bombas tira-leite

CP1680/01



Cria o vácuo necessário para a extração

Verifique a compatibilidade abaixo

A haste liga a pega à bomba, o que permite o movimento do diafragma para criar o vácuo. Isto irá fazer com que o leite flua.

PHILIPS

Especificações

Compatível com os tipos de produto

- SCF330/11; SCF330



Data de publicação
2024-10-12

Versão: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com