

Philips Philips Avent
Silikonowa rurka

Laktator

CP2061/01



Łączy elementy laktatora elektrycznego.

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Rurka silikonowa łączy laktator i część silnikową. W opakowaniu znajduje się jedna rurka.
Do użytku z laktatorami elektrycznymi.

PHILIPS

Dane techniczne

Części zamienne

- Pasuje do produktów: SCF332, SCF334, SCF391,

SCF393, SCF394, SCF395, SCF396, SCF397,
SCF398



Data wydania 2023-10-11

Wersja: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com