



Philips Breast Pumps
Griff der Milchpumpe

Weiß

CP1969/01

Steuern Sie Ihre Abgabe, folgen Sie Ihrem Milchfluss.

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Stellen Sie die Intensität der Vakuumstufe durch Drücken des Griffs so ein, dass sie ihrem persönlichen Komfortgefühl entspricht.

PHILIPS

Daten

Austauschbare Teile

- Eignet sich für die Produkttypen: SCF430/01

SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/30 SCF441/01



Ausstellungsdatum
2023-10-11

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com