

PHILIPS

sonicare



Ústní sprcha

Power Flosser 7000

Technologie Quad Stream

Tichý provoz

Při čištění vás navedou pulzující vlny



HX3911/40

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku na čistěných místech*

Nový způsob čištění mezizubních prostor pro dokonalé zdraví dásní

Nová výkonná ústní sprcha Philips Sonicare představuje další úroveň čištění mezizubních prostor díky výrazným funkcím, které nabízejí pacientům novou úroveň čištění a přispívají k trvalé harmonii.

An effortless clean with advanced technology

- Technologie Quadstream: odstraňuje plak pod linií dásní

New level clean

- 4 režimy čištění mezizubních prostor, 10 nastavení intenzity
- Nádržka o objemu 600 ml se snadným plněním
- Kompaktní pouzdro na trysky
- Magnetická dokovací stanice a automatické vypnutí
- Tryska F1 Standard pro běžné čištění
- Tryska F3 Quad Stream pro maximální pokrytí
- Důkladné čištění díky technologii Quad Stream
- Technologie Pulse Wave vás navede od zubu k zubu
- Tichý provoz zajišťuje skvělé výsledky, aniž byste rušili okolí

Přednosti

Pro dokonalou čistotu

Unikátní tryska ve tvaru kříže vytváří čtyři široké proudy pro důkladné čištění mezizubních prostor a linie podél okraje dásně.

Čistí podél linie dásní



Technologie Quadstream odstraňuje až 99 % zubního plaku z 6 mm hlubokých parodontálních kapes.

Navede vás od zubu k zubu



Krátké přestávky v pulzování vašim pacientům v průběhu čištění napoví, aby trysku posunuli do dalšího mezizubního prostoru, čímž se zajistí, že budou vyčištěna celá ústa.

Tichý provoz



Přístroj je navržen pro diskrétní čištění, takže vašich pacientů dosáhnou skvělých výsledků, aniž by rušili okolí.

4 režimy, 10 nastavení intenzity




Vaši pacienti si budou užívat čištění přizpůsobené přesně jejich potřebám. Režim čištění využívá stálý proud vody k důkladnému každodennímu čištění. Režim Deep Clean využívá jednotlivých pulzů k ještě důkladnějšímu čištění. Režim Sensitive je mimořádně šetrný k citlivým dásním. Režim Massage zklidňuje a stimuluje linii podél dásní. Aktuální nastavení režimu a intenzity je zobrazené světelnou indikací.

Tryska F3 Quad Stream



Pro maximální pokrytí a mimořádně důkladné čištění použijte trysku Quad Stream, díky které soustředíte vodu do čtyř širokých proudů mezi zuby a podél linie dásní. Měkká gumová hlavice je k dásním šetrná a každou trysku lze jednoduše nasadit i sundat.

Tryska F1 Standard



Standardní tryska pro účinné čištění mezizubních prostor, při kterém se odstraní plak a nečistoty

Magnetická dokovací stanice



Když si pacient zuby dočistí, může tělo kartáčku jednoduše vrátit do magnetické dokovací stanice, kde se automaticky přepne z režimu Přerušeno na Vypnuto.

Nádržka o objemu 600 ml



Nádržka o objemu 600 ml s víkem, které lze snadno odebrat, pojme dostatek vody na jedno čištění. Chcete-li ji naplnit, jednoduše víko odklopte, nalijte do ní vodu a víko opět přiklopte.

Kompaktní pouzdro na trysky

Pacienti mohou uložit náhradní trysky hygienickým způsobem do kompaktního a stylového pouzdra.

Power Flosser 7000

Ústní sprcha

HX3911/40

Specifikace

Spotřeba

Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Technické údaje

Spotřeba energie: Vypnutý stav <0,3 W,

Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W

Consumer Trade Item

Height: 25.3 cm

Width: 15.2 cm

Length: 13.9 cm

Net weight: 0.891 kg

Gross weight: 1.069 kg

GTIN: 8710103947257

Country of origin: ID

Harmonized system code: 85098000

Vnější obal

Height: 26.5 cm

Width: 16.2 cm

Length: 29.5 cm

Net weight: 1.782 kg

Gross weight: 2.346 kg

GTIN: 18710103947254

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Pallet Layer

Height: 26.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Snadné použití

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Nástavec trysky: Snadné nasazení a sundání

Balení obsahuje

Tryska F1 Standard: 2

Tryska F3 Quad Stream: 2

Power Flosser: 1

Pouzdro na ukládání trysek: 1

Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 99,9 % plaku*

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Deep Clean+: Unikátní hloubkové čištění

Stupně intenzity: 10

Massage: Osvěžující masáž

Sensitive: Šetrné čištění zubů a dásní

Přínos pro zdraví

Pod dásní: Odstraňuje až 99 % zubního plaku pod linií dásní**

