

PHILIPS

sonicare

Standaard sonische
opzetborstels

A3 Premium All-in-
One

4 stuks

Standaardformaat

Opklikbaar

Met BrushSync



HX9094/11



Eén opzetborstel voor complete verzorging

Reiniging zonder compromis

De A3 Premium All-in-One-opzetborstel is de enige opzetborstel die u nodig hebt voor schonere en wittere tanden*** en gezonder tandvlees. Deze opzetborstel verwijdert 20x zoveel tandplak*, vermindert vlekken met tot wel 100%** en maakt tandvlees tot wel 15x gezonder in slechts 6 weken**

Ontworpen voor u

- Speciaal door experts voor u ontworpen
- Een borstelharenvorm die ontworpen is voor uw glimlach

Intuïtief in elk opzicht


- Vervangingsherinneringen zorgen ervoor dat u optimaal blijft poetsen
- Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels

Premium prestaties

- Verwijdert tot wel 100% meer tandaanslag en verkleuringen in slechts twee dagen***
- Tot 20x meer tandplakverwijdering, zelfs op moeilijk bereikbare plekken*
- Tot 15x gezonder tandvlees* in slechts twee weken**
- Sonisch poetsen: de allerbeste reiniging

Kenmerken

Borstelharen in een specifieke hoek



Profiteer van onze beste tandplakverwijdering****, ongeacht uw poetsstijl. De Premium All-in-One-opzetborstel heeft nauwkeurig geplaatste borstelharen die de tandplakverwijdering maximaliseren.

Afgerond profiel



Het gebogen profiel helpt de borstelharen om precies daarheen te gaan waar ze nodig zijn. Door intensieve ontwikkeling hebben we een alles-in-één-ervaring gecreëerd die uitzonderlijke mondverzorging biedt.

Driehoekige uiteinden



Poets vlekken voorzichtig weg met driehoekige uiteinden, die zijn ontworpen om vlekken effectiever te verwijderen dan afgeronde borstelharen. De vorm maakt meer contact met het oppervlak van uw tanden om vlekken effectief te verwijderen.

Langere borstelharen



De zijborstelharen van de opzetborstel hebben extra bereik en poetsen de tandvleesrand voorzichtig, zelfs wanneer u zich concentreert op uw tanden. Ook buigen de borstelharen mee om overmatige druk te compenseren.

Vertrouwde sonische poetsbeurt



Verwijder tandplak met onze sonische tandenborstel - onze standaard op het gebied van effectieve en zachte reiniging. Met 62.000 borstelbewegingen per minuut wordt uw tandpasta en vloeistof tussen de tanden door gestuwd, en reinigt u zelfs moeilijk bereikbare plaatsen. Daardoor voelt uw mond uitzonderlijk fris en schoon aan.

Ontworpen voor alle poetsbehoeftes



Deze alles-in-één-opzetborstel is het resultaat van ons meest uitgebreide onderzoek en ontwikkeling ooit. We hebben de kennis van tandartsen, experts op het gebied van

mondverzorging, technici en ontwerpers gecombineerd om deze compleet verzorgende opzetborstel tot leven te brengen.

Gebruiksvriendelijk



De A3 Premium All-in-One-opzetborstel past perfect bij uw Philips Sonicare opklikbaar handvat (zie de onderstaande lijst). Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en schoonmaken.

De opzetborstel vervangen



Na 3 maanden gebruik worden opzetborstels minder effectief, maar met BrushSync wordt u eraan herinnerd voordat dit gebeurt. Uw tandenborstel met BrushSync begrijpt uw gebruik en geeft een melding wanneer het tijd is om de tandenborstel te vervangen.

Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

BrushSync-herkenning van opzetborstels

Hardheid borstelharen: Medium

Memo-borstelharen: Blauwe kleur

borstelharen wordt langzaam wit

Materiaal van de opzetborstel: Zachte, flexibele rubberen zijanten

Formaat: Standaard

Compatibiliteit

Systeem voor opzetborstel: Opklikbaar

Geschikt voor de volgende modellen: 2-serie

Plaque Defense, 2-serie Plaque Defense,

2100-serie, 3-Serie Gum Health,

DiamondClean, DiamondClean 9000,

DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+,

ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare Platinum Connected,

FlexCare+, For Kids, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900,

ProtectiveClean, 1100-serie, 3100-serie

Niet geschikt voor: Philips One, Essence

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 4 A3 Premium alles-in-één

Kwaliteit en prestaties

Vervanging: Iedere 3 maanden

Getest: voor optimaal gebruik



* in vergelijking met een handtandenborstel

** in de Clean-modus vergeleken met een gewone tandenborstel; gemeten door MGI na 6 weken

*** een laboratoriumtest in vergelijking met een traditionele handtandenborstel

**** gebaseerd op initiële laboratoriumonderzoeken