

Philips Philips Avent  
Diafragma para extractor  
de leche manual

**Blanco**  
Extractores de leche

**CP1970/01**



## Crea el vacío necesario para la extracción

Comprueba la compatibilidad a continuación

Este diafragma crea el vacío necesario para la extracción de leche. Destinado para uso con extractores de leche manuales.

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Piezas reemplazables

- Se ajusta a los tipos de producto: SCF430/01

SCF430/03 SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15  
SCF430/16 SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Fecha de emisión  
2023-10-14

Versión: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo  
aviso. Las marcas registradas son propiedad de  
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios  
respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)