

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

EasyClean

1 mod

1 cap de periere

HX6511/35



Îndepărtare mai eficientă a plăcii bacteriene periuța de dinți desăvârșită pentru dinți mai albi

Acțiunea dinamică unică de curățare a periuței electrice Philips Sonicare HX6511/50 ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Siguranță și delicatete dovedite clinic
- Periuța de dinți Philips Sonicare ajută la albirea dinților

Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă
- Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat

Îți oferă curățare superioară

- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.
- Gât înclinat al capului de periere pentru acces mai bun la dinții din spate
- Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală
- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți

Oferă o experiență de periere personalizată

- Program cu pornire ușoară pentru acomodarea la experiența Sonicare

Repere

Sigură și delicată



Philips Sonicare este o periuță de dinți electrică delicată pentru aparate dentare (capetele de periere se uzează mai repede când sunt utilizate pe aparate dentare), fiind sigură și pentru lucrări dentare (plombe, coroane, fațade dentare) și pungi parodontale.

Tehnologie sonică



Acțiunea dinamică unică a periuței de dinți electrice Philips Sonicare ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

SmarTimer




Cronometrul de 2 minute al acestei periuțe de dinți Philips Sonicare îți asigură timpul de periere recomandat de dentiști

Gât înclinat al capului de periere



Gâtul capului de periere înclinat în mod inedit al acestei periuțe de dinți facilitează accesul la dinții din spate, îndepărtând placa bacteriană din acele zone greu accesibile.

Program cu pornire ușoară



Crește ușor puterea pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te acomoda cu experiența periuței electrice Philips Sonicare

Quadpacer



Cronometrul pentru interval de 30 de secunde indică momentul în care termini fiecare pătrime a gurii și te avertizează să treci mai departe, oferind astfel o curățare mai consistentă la nivelul întregii guri

Ajută la albirea dinților



Periuța de dinți electrică Philips Sonicare ajută la îndepărtarea și reducerea petelor de pe dinți pentru un zâmbet mai strălucitor.

Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană



Tehnologia sonică patentată elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală

Tehnologie sonică



Acțiunea dinamică unică a periuței de dinți electrice Sonicare ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.



Specificații

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Verde glacial

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Articole incluse

Încărcător: 1

Mânere: 2 EasyClean

Capete de periere: 2 ProResults standard

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Elimină de până la 2 ori mai multă placă bacteriană*

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Beneficii de albire: Albește dinții cu până la 2 nuanțe

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

