

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean Smart  
9400

Personalisiertes Coaching

Intelligente  
Bürstenkopfsensoren

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,  
3 Intensitätsstufen

HX9917/90



## Komplettpflege für eine gesunde Mundhygiene Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart 9400 ist unsere beste Zahnbürste für eine umfassende Mundpflege. Mit den Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere SmartSensor Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 20 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung

### Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken

### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Leicht und elegant aufladen – zuhause und unterwegs
- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Wählen Sie aus 4 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen

# Besonderheiten

## Verabschieden Sie sich von Plaque




Stecken Sie den All-in-1 Premium Bürstenkopf auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x Mal mehr Oberflächenkontakt\*\* und bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

## 4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen




Mit DiamondClean Smart erhalten Sie das volle Programm. Unsere 3 Intensitätsstufen steigern Ihre Reinigungsleistung, und unsere 4 Putzprogramme decken all Ihre Zahnpflegeanforderungen ab. Das "Clean"-Putzprogramm bietet Ihnen eine herausragende tägliche Reinigung, das "White+"-Putzprogramm entfernt Flecken, im "Deep Clean+"-Putzprogramm erreichen Sie eine belebende gründliche Reinigung und das "Gum Health"-Putzprogramm reinigt sanft entlang des Zahnfleischrands.

## Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

## TouchUp-Funktion




Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.

## Intelligente Erinnerungsfunktionen




Bürstenköpfe nutzen sich im Laufe der Zeit ab und entfernen daher Plaque weniger effektiv. Unsere Smart-Bürstenkopferkennung erinnert Sie rechtzeitig daran, Ihren Bürstenkopf zu ersetzen. Ihre Zahnbürste zeichnet auf, wie lange und mit wie viel Druck Sie mit jedem Bürstenkopf geputzt haben, und gibt Ihnen Bescheid, wenn der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte. Sie können die Lebensdauer Ihrer Bürstenköpfe auch in der Philips Sonicare App verfolgen und sogar Ersatz bestellen, damit Ihnen die Bürstenköpfe nie ausgehen.

## Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

## Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.

## Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Zahnbürste die Arbeit. Wir haben einen Drucksensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Putzbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

# Daten

## Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:**  
Verbundene Zahnpflege-App

## Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar  
**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):**  
14 Tage\*\*\*  
**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Grau

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

## Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android OS 8.0 oder  
höher  
**iOS-Kompatibilität:** iPhones mit iOS 13.0 oder  
höher

## Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design  
**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt  
Akkustand an

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach  
aufsteckbare Bürstenköpfe

**Bürstenkopf-Erkennung:** Wählt das optimale  
Putzprogramm

**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale  
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet  
auf

## Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 1 All-in-1 Premium Bürstenkopf,  
1 G3 Premium Gum Care

**Handstück:** 1 DiamondClean Smart

**Reiseetui:** USB-Reiseladeetui

**Ladeglas:** 1

## Reinigungsleistung

**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Ring leuchtet violett,  
Vibrierendes Handstück zur Warnung des  
Benutzers

**TouchUp:** Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

## Programme

**3 Intensitätsstufen:** Niedrig, Mittel, Hoch

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche  
Reinigung

**Gesundes Zahnfleisch:** Für eine sanfte, aber  
effektive Reinigung entlang des  
Zahnfleischrandes  
**White+:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

## Smart-Bürstenkopferkennung

**G3 Premium Gum Care Bürstenkopf:** Die  
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-  
Putzprogramm

**All-in-One Premium:** Die perfekte Ergänzung  
zum "Clean"-Putzprogramm

## Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck

**Positionssensor:** Verfolgt und verbessert die  
Abdeckung

**Scheuersensor:** Hinweise zur Vermeidung von  
Scheuern

**3D-Karte Ihres Mundes:** Hebt Problembereiche  
hervor

**TouchUp:** Weist auf ausgelassene Stellen hin

## Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für  
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende  
Softwareaktualisierungen an.

