

# PHILIPS

## sonicare



## Jet dentaire

Cordless Power  
Flosser 3000

Technologie Quad Stream

La technologie Pulse Wave vous guide



HX3826/23

## La technologie Quad Stream réinvente le nettoyage interdentaire

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire\* dans les zones nettoyées

Un nettoyage précis et sans effort entre les dents pour améliorer la santé de vos gencives. La canule Quad Stream unique couvre davantage de surface plus facilement, pour un nettoyage interdentaire des plus efficaces à chaque utilisation.

### Easy and convenient

- Charge rapide et universelle avec un câble USB-A vers petite fiche
- Technique sans effort
- Réservoir de 250 ml facile à remplir
- Canule standard pour un nettoyage localisé

### Faster, more effective flossing

- Nettoyage complet en 60 secondes
- 2 modes de nettoyage interdentaire, 3 intensités
- La technologie Pulse Wave vous guide le long des dents
- Technologie Quad Stream pour un nettoyage interdentaire plus rapide et efficace

### Un nettoyage sans effort grâce à une technologie sophistiquée

- Technologie Quadstream : élimine la plaque dentaire sous les gencives

# Cordless Power Flosser 3000

Jet dentaire

HX3826/23

## Caractéristiques

### Technologie Quad Stream




La canule Quad Stream unique en forme de croix sépare le flux en 4 jets d'eau, qui couvrent davantage de surface entre les dents et au niveau du sillon gingival. Un nettoyage plus rapide et plus poussé, sans fil dentaire.

### Nettoie sous les gencives



La technologie Quadstream élimine jusqu'à 99 % de la plaque dentaire dans les poches parodontales de 6 mm de profondeur.

### Technologie Pulse Wave



Les légères impulsions du jet d'eau en mode Deep Clean vous assistent en vous guidant le long des dents, pour un résultat parfait à chaque fois.

### 2 modes, 3 intensités



Choisissez le nettoyage le mieux adapté à votre sourire. Le mode Clean fournit un débit continu pour un nettoyage quotidien efficace, et les impulsions du mode Deep Clean offrent un nettoyage en profondeur. Le niveau d'intensité réglable s'adapte pour plus de confort.

### Nettoyage complet en 60 secondes



Accédez aux zones difficiles d'accès grâce à une canule qui tourne à 360° pour vous permettre d'utiliser l'appareil dans n'importe quelle orientation. Offrez-vous un nettoyage poussé à 360° en seulement 60 secondes, du début à la fin.

### Charge rapide avec un câble USB-A vers petite fiche



Charge pratique avec un câble USB-A vers petite fiche. Profitez de 14 jours d'utilisation maximum avec une seule charge.

### Réservoir de 250 ml



Le réservoir de 250 ml contient suffisamment d'eau pour les 60 secondes de nettoyage recommandées. Dévissez-le tout simplement afin de le retirer, ou utilisez l'orifice de remplissage latéral pour le remplir facilement.

### Technique sans effort



Il vous suffit de positionner l'appareil et d'appuyer sur le bouton pour réaliser un nettoyage interdentaire plus efficace. Dirigez la canule entre vos dents et le long des gencives : elle se charge du reste !

### Canule standard pour un nettoyage localisé



Une canule standard à jet unique augmente la pression pour le nettoyage localisé et l'élimination des résidus alimentaires lorsque vous en avez besoin.

# Cordless Power Flosser 3000

Jet dentaire

HX3826/23

## Spécifications

### Alimentation

**Tension:** Chargeur multi-tension

### Design et finition

**Couleur:** Noire

### Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

### Facile d'utilisation

**Manche:** Design ergonomique ultracompact

**Fixation de la canule:** Se clipse et se déclipse facilement

### Performances

**Nettoyage:** Nettoie entièrement la bouche en 60 à 90 secondes

### Accessoires inclus

Canule F1 Standard: 1

Canule F3 Quad Stream: 1

Câble de recharge USB: 1

Adaptateur secteur USB: 1

Philips Sonicare Power Flosser sans fil: 1

### Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien en profondeur

**Deep Clean:** Pour un nettoyage interdentaire en profondeur

**Intensités:** 3 niveaux

### Bénéfices santé

**Élimination de la plaque dentaire:** Élimine jusqu'à 99 % de la plaque dans les zones nettoyées\*

**Sous les gencives:** Prouvé pour éliminer jusqu'à 99 % de la plaque dentaire sous le sillon gingival\*\*

