

PHILIPS

sonicare

Standardní hlavice
sonického kartáčku

Premium Plaque
Defense

5 ks

Standardní velikost

Nasazovací

Párování režimů BrushSync

HX9045/33



Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění

Až 10x účinnější odstranění zubního plaku pro jedinečné výsledky*

Získejte zářivě bílý úsměv. Naše hlavice C3 Premium Plaque Defence kopíruje tvar vašich zubů a dásní díky jemným, flexibilním bokům, které poskytují až 4x větší kontakt s povrchem než běžná kartáčková hlavice** pro pohodlné a hloubkové vyčištění.

Inovativní technologie

- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare
- Automatický výběr optimálního režimu pro maximální výsledek***

Navrženo pro optimální výkon

- Produkty prošly testováním, díky kterému splňují nároky na péči o ústní dutinu
- Budte vždy informováni, když je potřeba vyměnit hlavici, aby bylo čištění vždy efektivní.
- Nasazovací design pro jednoduché umístění výměnné kartáčkové hlavice

Důkladné čištění Philips Sonicare

- 4x více povrchového kontaktu** pro hloubkové čištění bez námahy

Výjimečné odstranění zubního plaku


- Až 10x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem

Nyní ještě udržitelnější

- 75 % plastu v tomto výrobku je biologického původu****

Přednosti

Rozlučte se s plakem



Díky flexibilnímu designu odstraňuje až 10x více plaku i v obtížně dostupných místech*, čímž je dosaženo skutečně intenzivního čištění podél linie dásní a mezi zuby.

Pokyny pro výměnu kartáčkové hlavice



Po třech měsících používání ztrácí hlavice na účinnosti, ale než k tomu dojde, prostřednictvím funkce BrushSync™ vás na to upozorníme. Váš chytrý kartáček sleduje, jak často a s jakým tlakem si zuby čistíte, a upozorní vás, když je potřeba hlavici vyměnit. Nemáte chytrý kartáček Philips Sonicare? Stačí sledovat modrá vlákna. Pokud zbělají, je čas hlavici vyměnit.

Párování režimů BrushSync™



S funkcí párování režimů BrushSync™ dosáhnete nejlepšího možného vyčištění*. Hlavice kartáčku Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence je synchronizována s funkcí BrushSync™ kartáčku

Philips Sonicare**** a vybírá optimální režim a intenzitu čištění pro výjimečnou péči. Stačí už jen začít čistit.

Nyní ještě udržitelnější




Abychom všichni společně snižovali svou ekologickou stopu, je 75 % plastu v hlavici kartáčku biologického původu**** a všechny naše hlavice jsou 100% recyklovatelné.*****

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Snadné nasazení



Kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defence dokonale pasuje na jakýkoliv kartáček Philips Sonicare, kromě modelů PowerUp Battery a Essence. Výměna a čištění jsou jednoduché díky snadnému nasazení.

Čištění s klidnou hlavou



Všechny hlavice Philips Sonicare jsou bezpečné a šetrné k zubům a dásním. Hlavice jsou důkladně testovány, abyste si při každém čištění mohli užívat výjimečný výkon a výdrž.

Adaptabilní technologie čištění



S naší adaptabilní technologií je každé čištění přizpůsobeno právě vám. Díky měkkým a flexibilním gumovým stranám se hlavice C3 Premium Plaque Defence přizpůsobí jedinečným liniím vašich zubů a dásní, absorbuje přílišný tlak při čištění a umožňuje tak naplno využít sonickou technologii. Vlákna se přizpůsobí tvaru dásní a zubů a zajistí tak až 4x větší kontakt s povrchem než běžná kartáčková hlavice** pro hlubkové čištění na těžko přístupných místech.

Premium Plaque Defense

Standardní hlavice sonického kartáčku

HX9045/33

Specifikace

Consumer Trade Item

Height: 22.1 cm

Width: 6 cm

Length: 4.4 cm

Net weight: 0.045 kg

Gross weight: 0.059 kg

GTIN: 8720689022989

Country of origin: DE

Vnější obal

Height: 7.5 cm

Width: 22 cm

Length: 38 cm

Net weight: 0.45 kg

Gross weight: 0.719 kg

GTIN: 18720689022986

Paleta

Height: 119.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 63 kg

Gross weight: 126.51 kg

GTIN: 68720689022981

Design a provedení

Barva: Černá

Měkkost vláken: Středně měkké

Vlákna, která upozorní: Ztráta modré barvy vláken

Materiál hlavice kartáče: Měkké, flexibilní gumové strany

Velikost: Standardní

Inteligentní rozpoznávání hlavice kartáčku

Pallet Layer

Height: 7.5 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací

Vhodné pro tyto modely: Řada 2 Series pro předcházení zubního plaku, Řada 2 Series na

ochranu před zubním plakem, Řada 3 péče o dásně, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, pro děti, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Série 1100, Řada 2100, Série 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000
Není vhodné pro modely: Philips One

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 5 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense

Kvalita a výkon

Výměna: Každé 3 měsíce

Testováno: pro optimální použití

Přínos pro zdraví

Odstraňování zubního plaku: Odstraňuje 10x více plaku*

