

PHILIPS

Батарея

Minicells

Цинково-воздушный

ZA13BX60



Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов

Обеспечивает долгий срок службы в слуховых аппаратах

Удобство использования

- Цветная маркировка облегчает определение размеров батарей
- Диспенсер позволяет просто извлечь батарейки

Наилучшие характеристики

- Надежное, долгосрочное использование
- Цинко-воздушная технология разработана для слуховых аппаратов
- Батарея остается годной для использования в течение 3 лет

Особенности

Безотказное функционирование

При производстве использована технология для гарантированного надежного и долгосрочного использования.

Цинко-воздушная технология

Цинко-воздушная технология для питания слуховых аппаратов

Простая цветная маркировка

Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.

Удобный вращающийся диспенсер

В этой упаковочной системе используется вращающееся колесико, которое позволяет очень просто извлечь батарейки.

Срок хранения до 3 лет

Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

Характеристики

Экохарактеристики

Тяжелые металлы: Не содержит кадмия, Не содержит свинца

Упаковочный материал: Картон, ПЭТ

Тип упаковки: Блистер ПЭТ

Внешняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 60

GTIN: 1 48 95229 12225 0

Мощность

Тип элемента питания: Цинково-воздушный элемент для слуховых аппаратов

Напряжение батареи: 1.4 В

Размеры упаковки

Количество изделий в упаковке: 6

EAN: 48 95229 12225 3

Технические характеристики

Срок хранения: 3 года

