




Philips Minicells
Batéria

Zinkovo-oxidová

ZA13BX60



Prvotriedna zinkovo-oxidová technológia pre načúvacie prístroje

Zabezpečuje dlhodobý výkon v profesionálnych načúvacích prístrojoch

Špičkový výkon

- Osvedčené pre dlhodobý výkon
- Zinkovo-oxidová technológia je ideálna pre načúvacie prístroje
- Batéria si udrží kapacitu do 3 rokov

Jednoduché používanie

- Farby zjednodušujú rozpoznávanie veľkostí batérií
- Výdajné zariadenie zjednodušuje vyberanie batérie

PHILIPS

Technické údaje

Príkron

- Typ batérie: Načúvaci prístroj/zinkovo-oxidová
- Napätie batérie: 1,4 V

"Green" špecifikácie

- Ťažké kovy: Bez Cd, Bez Pb (olova)
- Baliači materiál: Lepenka, PET
- Typ balenia: Bublínový PET

Technické špecifikácie

- Životnosť prúvčinku: 3 roky

Vonkajší kartón

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Počet používateľských balení: 60

Rozmery balenia

- EAN: 48 95229 12225 3
- Počet zabalených kusov výrobkov: 6

Hlavné prvky

Spoľahlivý výkon

Pri výrobe sa používa vynikajúca technológia, ktorá garantuje spoľahlivý a dlhodobý výkon.

Zinkovo-oxidová technológia

Zinkovo-oxidová technológia pre napájanie načúvacích prístrojov.

Jednoduché farebné kódovanie

Aby sme zjednodušili rozpoznávanie najbežnejších veľkostí batérií, používame farebné kódovanie pre veľkosti batérií podľa priemyselných noriem.

Jednoduché otočné výdajné zariadenie

V tomto baliacom systéme sa používa otočné koliesko, ktoré veľmi zjednodušuje vyberanie batérie.



Dátum vydania
2022-05-15

Verzia: 1.1.1

12 NC: 8670 001 77064
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com