



Philips Minicells
Μπαταρία

1,4V
Ψευδαργύρου/αέρα

ZA13BX30



Υψηλής ποιότητας τεχνολογία ψευδ./αέρα για ακουστικά βαρηκοΐας

Εξασφαλίζει απόδοση μεγάλης διάρκειας στα προσωπικά ακουστικά βαρηκοΐας

Κορυφαία απόδοση

- Αξιόπιστη μακροχρόνια απόδοση
- Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα ειδικά σχεδιασμένη για ακουστικά βαρηκοΐας
- Η μπαταρία διατηρείται σαν καινούργια για χρήση μέχρι και 3 χρόνια

Ευκολία στη χρήση

- Τα χρώματα διευκολύνουν την αναγνώριση του μεγέθους των μπαταριών
- Ο διανομέας διευκολύνει την αφαίρεση της μπαταρίας

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Ακουστικά βαρηκοΐας / Ψευδαργύρου-αέρα
- Τάση μπαταρίας: 1,4 volt

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Βαριά μέταλλα: Χωρίς κάδμιο, Χωρίς μόλυβδο
- Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία, PET
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ PET

Τεχνικές προδιαγραφές

- Διάρκεια ζωής εκτός λειτουργίας: 3 έτη

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 28 x 21,5 x 18 εκ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 11,0 x 8,5 x 7,1 ίντσες
- Καθαρό βάρος: 2,2 κ.
- Καθαρό βάρος: 4,850 lb
- Μικτό βάρος: 3,25 κ.

- Μικτό βάρος: 7,165 lb
- Καθαρό απόβαρο: 1,05 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 2,315 lb
- GTIN: 1 48 95229 12224 3
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 50

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 5 x 9,6 x 2,8 εκ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 2,0 x 3,8 x 1,1 ίντσες
- Καθαρό βάρος: 0,044 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,097 lb
- Μικτό βάρος: 0,055 κ.
- Μικτό βάρος: 0,121 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,011 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,024 lb
- EAN: 48 95229 12224 6
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 6
- Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Χαρακτηριστικά

Αξιόπιστη απόδοση

Στην παραγωγή χρησιμοποιείται εξαιρετική τεχνολογία για τη διασφάλιση αξιόπιστης και μακροχρόνιας απόδοσης.

Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα

Τεχνολογία ψευδαργύρου/αέρα για τη λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας.

Εύκολη χρωματική κωδικοποίηση

Για ευκολότερη αναγνώριση των συνηθέστερων μεγεθών μπαταρίας, έχουμε χρησιμοποιήσει τα βιομηχανικά πρότυπα χρωματικής κωδικοποίησης για τα μεγέθη των μπαταριών.

Εύκολος περιστροφικός διανομέας

Σε αυτή τη συσκευασία χρησιμοποιείται περιστροφικός τροχός που διευκολύνει την αφαίρεση της μπαταρίας.

