

# PHILIPS


## Batería

## Minicells

10/230

Zinc Air

ZA10B6A



## Tecnología Zinc Air de máxima calidad para audífonos

Ofrece un rendimiento de gran duración en audífonos personales

### Fácil de usar

- Los colores facilitan el reconocimiento de los tamaños de la pila
- El distribuidor convierte la extracción de las pilas en una maniobra sencilla

### Máximo rendimiento

- Rendimiento confiable de larga duración
- Tecnología Zinc Air diseñada para audífonos
- La pila conserva sus propiedades hasta 3 años después de su fabricación

## Destacados

### Rendimiento confiable

Esta pila se fabrica con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.

### Tecnología Zinc Air

La tecnología Zinc Air proporciona energía a tu audífono.

### Sencilla clasificación por colores

Para facilitar el reconocimiento de los tamaños de las pilas más comunes, usamos una clasificación por colores según los estándares de la industria.

### Fácil distribuidor giratorio

En este sistema de embalaje se utiliza una rueda giratoria, que convierte la extracción de las pilas en una operación muy sencilla.

## Especificaciones

### Especificaciones ecológicas

**Metales pesados:** Sin cadmio, Sin plomo

**Material de embalaje:** Cartón, PET

**Tipo de envase:** Blíster de PET

### Caja externa

**Longitud:** 22 cm

**Cantidad de envases para consumo:** 200

**Ancho:** 21 cm

**Peso bruto:** 1.4 kg

**Altura:** 13 cm

**GTIN:** 1 48 95229 12557 2

**Peso neto:** 0.33600 kg

**Peso de tara:** 1.06400 kg

### Potencia eléctrica

**Capacidad de la batería:** 90 mAh máx.

**Tipo de batería:** Audífono/Zinc Air

**Voltaje de la batería:** 1.4 V

### Dimensiones del envase

**Altura:** 9.4 cm

**Ancho:** 4.77 cm

**Profundidad:** 0.5 cm

**Cantidad de productos incluidos:** 6

**EAN:** 48 95229 12557 5

**Peso bruto:** 0.0054 kg

**Peso neto:** 0.00168 kg

**Peso de tara:** 0.00372 kg

### Dimensiones

**Cantidad en la caja principal:** 100

**Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto):** 0,36 x 0,58 cm

**Dimensiones de caja exterior (An x Pr x Al):**

10.2 x 17 x 11.5 cm

**Dimensiones de la caja interior (An x Pr x Al):**

3,2 x 5 x 9,8 cm

**Peso del producto:** 0.0002 kg

### Especificaciones técnicas

**Autonomía:** 3 años

