

PHILIPS

แบตเตอรี่

Minicells

10/230

Zinc-air

ZA10B6A



เทคโนโลยี Zinc-air คุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง

มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังส่วนตัว

ใช้งานง่าย

- สีสันที่ชัดเจนของแบตเตอรี่ได้ง่าย
- ที่คลายล็อกช่วยให้ถอดแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดาย

ประสิทธิภาพเยี่ยม

- นำเชื้อตือสำหรับประสิทธิภาพระยะยาว
- เทคโนโลยี Zinc-air ได้รับการออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง
- แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้นาน 3 ปี

ไฮไลต์

ประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ

การผลิตฟังก์พาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและยาวนาน

เทคโนโลยี Zinc-air

เทคโนโลยี Zinc-air เพื่อเติมเต็มพลังให้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

การใส่รหัสสีง่าย

เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายดาย เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ที่คล้ายล็อกแบบหมุนแสนสะดวก

ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์เช่นนี้ วงล้อแบบหมุนถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ถอดแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

โลหะหนัก: ไม่มี Cd, ไม่มี Pb

วัสดุของบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ, PET

ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ PET

ด้านนอกกล่อง

ความยาว: 22 ซม.

จำนวนบรรจุภัณฑ์: 200

ความกว้าง: 21 ซม.

น้ำหนักรวม: 1.4 กก.

ความสูง: 13 ซม.

GTIN: 1 48 95229 12557 2

น้ำหนักสุทธิ: 0.33600 กก.

น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 1.06400 กก.

กำลังไฟ

ความจุแบตเตอรี่: สูงสุด 90 mAH

ประเภทแบตเตอรี่: อุปกรณ์ช่วยฟัง / Zinc-air

แรงดันแบตเตอรี่: 1.4 V

ขนาดบรรจุภัณฑ์

ความสูง: 9.4 ซม.

ความกว้าง: 4.77 ซม.

ความลึก: 0.5 ซม.

จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 6

EAN: 48 95229 12557 5

น้ำหนักรวม: 0.0054 กก.

น้ำหนักสุทธิ: 0.00168 กก.

น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.00372 กก.

ขนาด

ปริมาณบรรจุหลัก: 100

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 0.36 x 0.58 ซม.

ขนาดกล่องภายนอก กว้างxลึกxสูง: 10.2 x 17 x

11.5

ซม.

ขนาดด้านในกล่อง กว้างxลึกxสูง: 3.2 x 5 x 9.8 ซม.

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.0002 กก.

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

อายุคุณภาพสินค้า: 3 ปี

