



Philips Minicells  
Baterai

Zinc-air

ZA13B6A

# Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

## **Kinerja Terbaik**

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

## **Mudah Digunakan**

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

# PHILIPS

# Spesifikasi

## Daya

- Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air
- Voltase baterai: 1,4 volt
- Kapasitas baterai: maks. 280 mAh

## Spesifikasi Ramah Lingkungan

- Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb

- Bahan kemasan: Kardus, PET
- Jenis kemasan: PET blister

## Spesifikasi teknis

- Daya simpan: 2 tahun



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 1.0.1

12 NC: 8670 001 01121  
EAN: 87 12581 68100 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)