



Philips Minicells
Baterai

1,4 V
Zinc-air

ZA675B6A



Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

Kinerja Terbaik

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Mudah Digunakan

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

PHILIPS

Baterai
1,4 V Zinc-air

Spesifikasi

Daya

- Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air
- Voltase baterai: 1.4 volt
- Kapasitas Baterai: maks. 630 mAh

Spesifikasi Ramah Lingkungan

- Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb
- Bahan kemasan: Kardus, PET
- Jenis kemasan: PET blister

Spesifikasi teknis

- Daya simpan: 3 tahun

Kardus Luar

- GTIN: 1 48 95229 12560 2
- Jumlah kemasan konsumen: 200

- Berat kotor: 3,3 kg
- Outer carton (L x L x T): 23 x 22 x 13 cm
- Berat bersih: 2.1600 kg
- Berat tara: 1.1400 kg

Dimensi kemasan

- EAN: 48 95229 12560 5
- Jumlah produk yang disertakan: 6
- Ukuran kemasan (L x T x D): 4,77 x 9,4 x 0,7 cm
- Berat kotor: 0,0145 kg
- Berat bersih: 0.0108 kg
- Berat tara: 0.0037 kg

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 1,16 x 0,54 x 1,16 cm

ZA675B6A/59

Kelebihan Utama

Kinerja andal

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Teknologi Zinc-air

Teknologi Zinc-air untuk daya pada alat bantu dengar Anda.

Kode warna yang mudah

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Dispenser berputar yang mudah

Pada sistem kemasan ini digunakan sistem roda putar yang membuat baterai mudah dikeluarkan.



Tanggal dikeluarkan
2022-05-03

Versi: 1.1.2

12 NC: 8670 001 80737
EAN: 48 95229 12560 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com