

Philips Minicells
Akkumulátor

Cink-levegő

ZA13BX60



Csúcsminőségű cink-levegő technológia hallókészülékekhez

Lehetővé teszi az egyéni hallókészülékek hosszantartó működését

Kiváló teljesítmény

- Megbízható a hosszan tartó teljesítmény érdekében
- A cink-levegő technológiát hallókészülékekhez tervezték
- Az elemek maximum 3 évig maradnak használhatóak

Egyszerű használat

- A színeknek köszönhetően könnyű felismerni az elemek méreteit
- Az elemek egyszerűen eltávolíthatók a szétválogató segítségével

PHILIPS

Műszaki adatok

Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Hallókészülék / cink-levegő
- Akkumulátor feszültsége: 1,4 V

Környezetvédelmi adatok

- Nehézfémek: Kadmiummentes, Ólommentes
- Csomagolóanyag: Karton, PET
- Csomagolás típusa: PET-buborékfólia

Műszaki adatok

- Élettartam: 3 év

Külső kartondoboz

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Fogyasztói csomagolások száma: 60

Méret csomagolással együtt

- EAN: 48 95229 12225 3
- Tartozékok száma: 6

Fénypontok

Megbízható teljesítmény

A gyártás során kitűnő technológiát alkalmazunk, mely garantálja a megbízható és hosszan tartó teljesítményt.

Cink-levegő technológia

Cink-levegő technológia hallókészülékek áramellátásához.

Egyszerű színkódolás

A leggyakrabban használt elemméretek könnyebb felismerése érdekében az ipari szabványoknak megfelelő elemméretekhez színkódolást alkalmazunk.

Egyszerű forgó szétválogató

Ebben a csomagolórendszerben egy forgó kerék teszi nagyon egyszerűvé az elemek eltávolítását



Kiadás dátuma
2022-05-15

Verzió: 1.1.1

12 NC: 8670 001 77064
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com