

PHILIPS

Baterai Minicells

1,4 V

Zinc-air

ZA312B6A



Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

Mudah Digunakan

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

Kinerja Terbaik

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Kelebihan Utama

Kinerja andal

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Teknologi Zinc-air

Teknologi Zinc-air untuk daya pada alat bantu dengar Anda.

Kode warna yang mudah

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Dispenser berputar yang mudah

Pada sistem kemasan ini digunakan sistem roda putar yang membuat baterai mudah dikeluarkan.

Spesifikasi

Spesifikasi Ramah Lingkungan

Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb
Bahan kemasan: Kardus, PET
Jenis kemasan: PET blister

Kardus Luar

Panjang: 22 cm
Jumlah kemasan konsumen: 200
Lebar: 21 cm
Berat kotor: 1.7 kg
Panjang: 13 cm
GTIN: 1 48 95229 12559 6
Berat bersih: 0.56 kg
Berat tara: 1.14 kg

Daya

Kapasitas Baterai: maks. 160 mAH
Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air
Voltase baterai: 1.4 volt

Dimensi kemasan

Panjang: 9.4 cm
Jenis kemasan: Baja semen
Jenis penempatan di rak: Digantung
Lebar: 4.77 cm
Tinggi: 0.5 cm
Jumlah produk yang disertakan: 6
EAN: 48 95229 12559 9
Berat kotor: 0.00658 kg
Berat bersih: 0.0028 kg
Berat tara: 0.00378 kg

Dimensi produk

Panjang: 0.36 cm
Lebar: 0.79 cm
Tinggi: 0.79 cm

Spesifikasi teknis

Daya simpan: 3 tahun

