




Philips Minicells
แบตเตอรี่

1.4V
Zinc-air

ZA10BX30



เทคโนโลยี Zinc-air คุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง

มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังส่วนตัว

ประสิทธิภาพเยี่ยม

- นำเชื่อถือสำหรับประสิทธิภาพระยะยาว
- เทคโนโลยี Zinc-air ได้รับการออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง
- แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้นาน 3 ปี

ใช้งานง่าย

- สีสันให้จดจำขนาดของแบตเตอรี่ได้ง่าย
- ที่คลายล็อกช่วยให้ถอดแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดาย

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: อุปกรณ์ช่วยฟัง / Zinc-air
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.4 V

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- โลหะหนัก: ไม่มี Cd, ไม่มี Pb
- วัสดุของบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ, PET
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ PET

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุคุณภาพสินค้า: 3 ปี

ด้านนอกกล่อง

- GTIN: 1 48 95229 12222 9
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 50
- น้ำหนักรวม: 4.630 lb
- น้ำหนักรวม: 2.1 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
11.0 x 8.5 x 7.1 นิ้ว
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
28 x 21.5 x 18 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.4200 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.926 lb
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 3.704 lb
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 1.6800 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 48 95229 12222 2
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 6
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
2.0 x 3.8 x 1.1 นิ้ว
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
5.1 x 9.6 x 2.8 ซม.
- น้ำหนักรวม: 0.079 lb
- น้ำหนักรวม: 0.036 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.019 lb
- น้ำหนักสุทธิ: 0.0084 กก.
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.060 lb
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.0276 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
0.58 x 2.4 x 2.04 ซม.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
0.2 x 0.9 x 0.8 นิ้ว
- น้ำหนัก: 0.004 lb
- น้ำหนัก: 0.00168 กก.

ไฮไลต์

ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ

การผลิตฟังพาเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและยาวนาน

เทคโนโลยี Zinc-air

เทคโนโลยี Zinc-air เพื่อเติมเต็มพลังให้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

การใส่ที่ง่าย

เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายดาย เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ที่ดล่ายล็อกแบบหมุนแสนสะดวก

ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์เช่นนี้ วงล้อแบบหมุนถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ถอดแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดาย



วันที่ออก 2022-06-21

เวอร์ชัน: 2.1.3

12 NC: 8670 001 77061
EAN: 48 95229 12222 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com