




Philips Minicells
Pila

Zinc Air

ZA13BX60



Tecnología Zinc Air de máxima calidad para audífonos

Ofrece un rendimiento de gran duración en audífonos personales

Máximo rendimiento

- Rendimiento fiable de larga duración
- Tecnología Zinc Air diseñada para audífonos
- La pila conserva sus prestaciones durante 3 años

Fácil de usar

- Los colores facilitan el reconocimiento de los tamaños de pila
- El distribuidor convierte la extracción de las pilas en una maniobra sencilla

PHILIPS

Especificaciones

Potencia

- Tipo de batería: Audífono/Zinc Air
- Voltaje de la pila: 1,4 V

Especificaciones medioambientales

- Metales pesados: Sin cadmio, Sin plomo
- Material de embalaje: Cartón, PET
- Tipo de embalaje: Blister de PET

Especificaciones técnicas

- Autonomía: 3 años

Caja exterior

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Unidades por caja: 60

Dimensiones del embalaje

- EAN: 48 95229 12225 3
- Número de productos incluidos: 6

Destacados

Rendimiento fiable

En la fabricación se utilizan las últimas tecnologías, para garantizar un rendimiento fiable y de larga duración.

Tecnología Zinc Air

La tecnología Zinc Air proporciona energía a tu audífono.

Sencilla clasificación por colores

Usamos una clasificación por colores para los tamaños de pila según los estándares de la industria para facilitar la identificación de los tamaños de pila más comunes.

Fácil distribuidor giratorio

En este sistema de embalaje se utiliza una rueda giratoria, que convierte la extracción de las pilas en una operación muy sencilla.



Fecha de emisión
2022-05-15

Versión: 1.1.1

12 NC: 8670 001 77064
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com