



Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

Mudah Digunakan

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

Kinerja Terbaik

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Baterai ZA13B6A/59

Kelebihan Utama

Kinerja andal

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Teknologi Zinc-air

Teknologi Zinc-air untuk daya pada alat bantu dengar Anda.

Kode warna yang mudah

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Dispenser berputar yang mudah

Pada sistem kemasan ini digunakan sistem roda putar yang membuat baterai mudah dikeluarkan.

Spesifikasi

Spesifikasi Ramah Lingkungan

Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb Bahan kemasan: Kardus, PET Jenis kemasan: PET blister

Kardus Luar

Panjang: 23 cm

Jumlah kemasan konsumen: 200

Lebar: 22 cm Berat kotor: 2.1 kg Panjang: 13 cm

GTIN: 1 48 95229 12558 9 Berat bersih: 1.00800 kg Berat tara: 1.09200 kg

Daya

Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air

Voltase baterai: 1.4 volt

Dimensi kemasan

Panjang: 9.4 cm Lebar: 4.77 cm Tinggi: 0.7 cm

Jumlah produk yang disertakan: 6

EAN: 48 95229 12558 2 Berat kotor: 0.0086 kg Berat bersih: 0.00504 kg Berat tara: 0.00356 kg

Dimensi produk

Panjang: 0.54 cm Lebar: 0.79 cm Tinggi: 0.79 cm

Spesifikasi teknis

Daya simpan: 3 tahun

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-

masing

Tanggal dikeluarkan 2024-06-03 Versi: 1.1.2

EAN: 48 95229 12558 2

www.philips.com

