


PHILIPS

Akku

Minicells

Zink-Luft

ZA13BX60



Hochwertige Zink-Luft-Technologie für Hörhilfen

Für langandauernde Leistungen Ihrer Hörhilfen

Einfache Bedienung

- Farben für einfache Batteriegrößenerkennung
- Über den Halter ist das Entnehmen der Zelle einfach

Erstklassige Leistung

- Zuverlässige Langzeitleistung
- Zink-Luft-Technologie speziell für Hörhilfen
- Die Batterien bleiben mindestens 3 Jahre einsatzbereit

Besonderheiten

Zuverlässige Leistung

Beim Herstellungsprozess kommt hochwertige Technologie zum Einsatz. So wird die Leistung zuverlässig und dauerhaft gewährleistet.

Zink-Luft-Technologie

Zink-Luft-Technologie für optimale Stromversorgung Ihrer Hörhilfe.

Einfache Farbkodierung

Zur leichteren Erkennung der häufigsten Batteriegrößen verwenden wir Farbkodierungen entsprechend dem Industriestandard.

Einfacher Drehhalter

In diesem Verpackungssystem wird ein Drehhalter eingesetzt, der das Entnehmen der Zelle erleichtert.

Haltbarkeit mindestens 3 Jahre

Jede Batterie verliert Energie, wenn sie nicht eingesetzt wird. Wir garantieren, dass die Batterien bis zum Ablauf der Haltbarkeitsdauer mindestens 80 % der ursprünglichen Energie enthalten.

Daten

Umweltspezifikationen

Schwermetalle: Cadmiumfrei, Bleifrei
Verpackungsmaterial: Karton, PET
Verpackungsart: PET-Blister

Außenkarton

Anzahl der Verpackungen: 60
GTIN: 1 48 95229 12225 0

Leistung

Batterietyp: Hörhilfe/Zink-Luft
Batteriespannung: 1.4 V

Verpackungsmaße

Anzahl der enthaltenen Produkte: 6
EAN: 48 95229 12225 3

Technische Daten

Haltbarkeit: 3 Jahre

