



Philips Minicells
แบตเตอรี่

1.4V
Zinc-air

ZA675B6A



เทคโนโลยี Zinc-air คุณภาพสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง

มอบประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟังส่วนตัว

ประสิทธิภาพเยี่ยม

- นำเชื้อถ่านสำหรับประสิทธิภาพระยะยาว
- เทคโนโลยี Zinc-air ได้รับการออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ช่วยฟัง
- แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้นาน 3 ปี

ใช้งานง่าย

- สีสันให้จดจำขนาดของแบตเตอรี่ได้ง่าย
- ที่คลายล็อกช่วยให้ถอดแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดาย

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: อุปกรณ์ช่วยฟัง / Zinc-air
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.4 V
- ความจุแบตเตอรี่: สูงสุด 630 mAh

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

- โลหะหนัก: ไม่มี Cd, ไม่มี Pb
- วัสดุของบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ, PET
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ PET

ข้อมูลทางเทคนิค

- อายุคุณภาพสินค้า: 3 ปี

ด้านนอกกล่อง

- GTIN: 1 48 95229 12560 2
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 200
- น้ำหนักรวม: 3.3 กก.

- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง):
23 x 22 x 13 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.1600 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 1.1400 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 48 95229 12560 5
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 6
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก):
4.77 x 9.4 x 0.7 ซม.
- น้ำหนักรวม: 0.0145 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.0108 กก.
- น้ำหนักเมื่อห่อหุ้ม: 0.0037 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
1.16 x 0.54 x 1.16 ซม.

ไฮไลต์

ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ

การผลิตฟังเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพที่นานเชื่อถือและยาวนาน

เทคโนโลยี Zinc-air

เทคโนโลยี Zinc-air เพื่อเติมเต็มพลังให้อุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ

การใส่รหัสสีง่าย

เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายดาย เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ที่ดลสายล็อกแบบหมุนแสนสะดวก

ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์เช่นนี้ วงล้อแบบหมุนถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ถอดแบตเตอรี่ออกได้อย่างง่ายดาย



วันที่ออก 2022-05-03

เวอร์ชัน: 1.1.2

12 NC: 8670 001 80737
EAN: 48 95229 12560 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com