




Philips Minicells
Batterij

Zink-lucht

ZA13B6A



Hoogwaardige zink-lucht technologie voor gehoorapparaten

Geeft professionele gehoorapparaten langdurige energie

Topprestaties

- Betrouwbaar voor langdurige prestaties
- Zink-lucht technologie is ontworpen voor gehoorapparaten
- De batterij blijft maximaal 3 jaar goed voor gebruik

Gebruiksgemak

- Kleuren maken de herkenning van batterijformaten eenvoudiger
- Met de dispenser kunnen cellen eenvoudig worden verwijderd

PHILIPS

Specificaties

Vermogen

- Batterijtype: Gehoorapparaat/zink-lucht
- Batterijvoltage: 1,4 volt

Ecologische specificaties

- Zware metalen: Cadmiumvrij, Loodvrij
- Verpakkingsmateriaal: Karton, PET
- Verpakkingstype: PET-bliester

Technische specificaties

- Houdbaarheid: 3 jaar

Omdoos

- Brutogewicht: 4,630 lb
- Brutogewicht: 2,1 kg
- GTIN: 1 48 95229 10627 4
- Omdoos (L x B x H): 23,5 x 20,1 x 11,3 cm
- Omdoos (L x B x H): 9,3 x 7,9 x 4,4 inch
- Nettogewicht: 2,646 lb
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 200
- Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,984 lb

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 4,77 x 9,7 x 0,7 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 1,9 x 3,8 x 0,3 inch
- EAN: 48 95229 10627 7
- Brutogewicht: 0,009 kg
- Brutogewicht: 0,020 lb
- Nettogewicht: 0,013 lb
- Nettogewicht: 0,006 kg
- Aantal producten: 6
- Verpakkingstype: Bliester
- Gewicht van de verpakking: 0,007 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,003 kg
- Type schap: Ophanging

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 1,3 x 0,3 x 1,3 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 3,18 x 0,79 x 3,18 cm
- Gewicht: 0,011 lb
- Gewicht: 0,00504 kg

Kenmerken

Betrouwbare prestaties

Tijdens de productie wordt een uitstekende technologie gebruikt om betrouwbare en langdurige prestaties te garanderen.

Zink-lucht technologie

Zink-lucht technologie voorziet uw gehoorapparaat van stroom.

Eenvoudige kleurcodering

We gebruiken een kleurcodering voor batterijformaten volgens industrienormen om de herkenning van de meest gebruikte batterijformaten eenvoudiger te maken.

Eenvoudige roterende dispenser

In dit systeem wordt een roterend wiel gebruikt om cellen eenvoudig te verwijderen.

