

PHILIPS

Baterai Minicells

10/230

Zinc-air

ZA10B6A



Teknologi Zinc-air terbaik untuk alat bantu pendengaran

Menghadirkan kinerja alat bantu dengar pribadi yang awet

Mudah Digunakan

- Warna membuat ukuran baterai mudah dikenali
- Dispenser membuat baterai mudah dikeluarkan

Kinerja Terbaik

- Andal untuk kinerja jangka panjang
- Teknologi Zinc-air didesain untuk alat bantu dengar
- Baterai tetap awet digunakan hingga 3 tahun

Kelebihan Utama

Kinerja andal

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Teknologi Zinc-air

Teknologi Zinc-air untuk daya pada alat bantu dengar Anda.

Kode warna yang mudah

Agar ukuran baterai yang paling umum mudah dikenali, kami menggunakan kode warna untuk ukuran baterai sesuai dengan standar industri.

Dispenser berputar yang mudah

Pada sistem kemasan ini digunakan sistem roda putar yang membuat baterai mudah dikeluarkan.

Spesifikasi

Spesifikasi Ramah Lingkungan

Logam berat: Bebas Cd, Bebas Pb
Bahan kemasan: Kardus, PET
Jenis kemasan: PET blister

Kardus Luar

Panjang: 22 cm
Jumlah kemasan konsumen: 200
Lebar: 21 cm
Berat kotor: 1.4 kg
Panjang: 13 cm
GTIN: 1 48 95229 12557 2
Berat bersih: 0.33600 kg
Berat tara: 1.06400 kg

Daya

Kapasitas Baterai: maks. 90 mAH
Jenis baterai: Alat Bantu Dengar/Zinc-Air
Voltase baterai: 1.4 volt

Dimensi kemasan

Panjang: 9.4 cm
Lebar: 4.77 cm
Tinggi: 0.5 cm
Jumlah produk yang disertakan: 6
EAN: 48 95229 12557 5
Berat kotor: 0.0054 kg
Berat bersih: 0.00168 kg
Berat tara: 0.00372 kg

Dimensi

Jumlah karton master: 100
Dimensi produk (PxLxT): 0,36 x 0,58 cm
Dimensi karton luar LxTxP: 10,2 x 17 x 11,5 cm
Dimensi karton dalam LxTxP: 3,2 x 5 x 9,8 cm
Berat produk: 0,0002 kg

Spesifikasi teknis

Daya simpan: 3 tahun

