




Philips Minicells
Batteri

Sink-luft

ZA13BX60



Sink-luft-teknologi av høy kvalitet for høreapparater

Gir langvarig ytelse i personlige høreapparater

Topp ytelse

- Pålitelig for langvarig ytelse
- Sink-luft-teknologi er utformet for høreapparater
- Batteriet holder seg bruksklart i opptil tre år

Enkel i bruk

- Farger gjør gjenkjenningen av batteristørrelsen enklere
- Dispenseren gjør det enkelt å fjerne batteriet

PHILIPS

Spesifikasjoner

Drift

- Batteritype: Høreapparat/sink-luft
- Batterispennning: 1,4 V

Grønne spesifikasjoner

- Tungmetaller: Kadmiumfri, Blyfri
- Emballasjemateriale: Kartong, PET
- Emballasjetype: PET-blister

Tekniske spesifikasjoner

- Holdbarhetstid: 3 år

Ytre eske

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Antall kundepakker: 60

Mål, emballasje

- EAN: 48 95229 12225 3
- Antallet produkter som følger med: 6

Høydepunkter

Pålitelig ytelse

I produksjonen brukes overlegen teknologi for å garantere en pålitelig og langvarig ytelse.

Sink-luft-teknologi

Sink-luft-teknologi som strømkilde for høreapparat.

Enkel fargekoding

Vi bruker fargekoding for batteristørrelser i henhold til bransjestandarder for å gjøre gjenkjenningen av vanlige batteristørrelser enklere.

Enkel roterende dispenser

I dette pakkesystemet brukes et roterende hjul som gjør fjerning av batteriet veldig enkelt.



Utgivelsesdato
2022-05-15

Versjon: 1.1.1

12 NC: 8670 001 77064
EAN: 48 95229 12225 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com