



Philips Minicells  
Baterie

Zinc-aer

ZA13BX60



## Tehnologie de vârf Zinc-Aer pentru aparate auditive

Oferă o performanță de durată pentru aparatele auditive personale

### Performanță superioară

- Fiabile pentru performanțe pe termen lung
- Tehnologia Zinc-air este ideală pentru aparatele auditive
- Bateria are o durată de viață (fără utilizare) de până la 3 ani

### Ușurință în utilizare

- Culorile fac mai ușoară recunoașterea dimensiunilor bateriilor
- Dozatorul face ușoară scoaterea bateriei de ceas

# PHILIPS

# Specificații

## Alimentare

- Tip baterie: Aparat auditiv / zinc-aer
- Tensiune baterie: 1,4 V

## Specificații pentru protecția mediului

- Metale grele: Fără CD, Fără plumb
- Material de împachetat: Cutie, PET
- Tip ambalaj: Ambalaj PET

## Specificații tehnice

- Perioadă de valabilitate: 3 ani

## Cutie exterioară

- GTIN: 1 48 95229 12225 0
- Număr de ambalaje: 60

## Dimensiunile ambalajului

- EAN: 48 95229 12225 3
- Număr de produse incluse: 6

# Repere

## Performanță și fiabilitate

În procesul de fabricație se utilizează o tehnologie excelentă pentru a garanta fiabilitate și performanțe pe termen lung.

## Tehnologie Zinc-aer

Tehnologie Zinc-air pentru alimentarea aparatelor dvs. auditive

## Codare ușoară pe culori

Pentru a face mai ușoară recunoașterea majorității dimensiunilor de baterii, utilizăm o codare pe culori pentru dimensiunile bateriilor conform standardelor din industrie.

## Dozator rotativ simplu

În acest sistem de ambalare, un disc rotativ este utilizat pentru a ușura scoaterea bateriei de ceas.

